

**Aptima® Whole Blood Diluent Tubes (Aptima®-fortynderrør til fuldblod)**

Til *In Vitro* diagnostisk brug

**Tilsigtet anvendelse**

Aptima Whole Blood Diluent (WBD) Tube (Aptima-fortynderrør til fuldblod) er beregnet til at blive anvendt til behandling af fuldblodsprøver.

**Procedureprincipper**

Aptima WBD anvendes til at behandle fuldblodsprøver i de forfyldte WBD Tubes (WBD-rør). Se den relevante indlægsseddel til assayet for anvisninger til håndtering og klargøring af fuldblodsprøve.

**Medfølgende materialer**

**Aptima WBD Tubes (Aptima WBD-rør) (kat. nr. PRD-06783)**

Komponent	Beskrivelse	Kvantitet
WBD-rør	1 rør indeholder 1,425 mL WBD	100 styk

**Nødvendige materialer, der skal anskaffes separat**

Kalibreret pipette og spidser med hydrofobe filtre til overførsel af prøve fra den primære opsamlingsbeholder til WBD Tube (WBD-røret).

**Advarsler og forholdsregler**

- A. Til *in vitro* diagnostisk brug.
- B. Til professionel brug.
- C. Se den relevante indlægsseddel til assayet for yderligere advarsler og forholdsregler. For oplysninger om enhver fare og sikkerhedserklæringer, der kan være tilknyttet WBD Tube (WBD-røret), henvises til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdataark) på [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).
- D. Brug kun medfølgende eller specificeret laboratoriemateriale til engangsbrug.
- E. Rutinemæssige laboratorieforholdsregler skal følges. Der må hverken spises, drikkes eller ryges i arbejdsområdet. Brug engangshandsker uden pudder, beskyttelsesbriller og laboratoriekittler ved håndtering af prøver og reagenser. Vask hænderne grundigt efter håndtering af prøver og reagenser.
- F. Udvis forsigtighed for at undgå krydskontaminering under prøvehåndteringstrin. Prøver kan indeholde høje target-niveauer. Pas på, at prøvebeholdere ikke rører hinanden, og bortskaf brugte materialer uden at føre dem hen over åbne beholdere. Skift handsker, hvis de kommer i kontakt med prøve, for at undgå krydskontaminering.
- G. Brug ikke denne fortyndervæske efter udløbsdatoen.

## **Krav til opbevaring og håndtering**

Opbevar Aptima WBD Tubes (Aptima WBD-rør) ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) ved modtagelsen før brug.

## **Prøvepræstation**

Prøvernes assaypræstationskarakteristika findes på den relevante indlægsseddel til assayet. Indlægssedlerne til assay er tilgængelige online på [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

For landespecifik Teknisk support og Kundeservice e-mailadresse og telefonnummer, besøg [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Hologic, Aptima og tilhørende logoer er varemærker eller registrerede varemærker, tilhørende Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, er ejet af de respektive ejere.

Dette produkt kan være omfattet af et eller flere amerikanske patenter, der findes på [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2020–2021 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

AW-21090-1901, Rev. 001

2021-03