

## Aptima® Whole Blood Diluent Tubes

Para fins de diagnóstico *in vitro*

### **Utilização prevista**

O Aptima Whole Blood Diluent (WBD) Tube (Tubo de diluente de sangue total (WBD) Aptima) destina-se a ser utilizado para o processamento de espécimes de sangue total.

### **Princípios do procedimento**

O WBD Aptima é utilizado para processar espécimes de sangue total nos tubos WBD pré-cheios. Consulte o folheto informativo do ensaio adequado para obter instruções sobre o manuseamento e a preparação de espécimes de sangue total.

### **Materiais fornecidos**

Tubos WBD Aptima (Cód. produto PRD-06783)

Componente	Descrição	Quantidade
Tubos WBD	1 tubo com 1,425 mL de WBD	100 cada

### **Materiais necessários, mas disponíveis em separado**

Pontas e pipetador calibrado, com encaixes hidrofóbicos, para a transferência de espécimes entre o recipiente de recolha primário e o tubo WBD.

### **Advertências e precauções**

- A. Para fins de diagnóstico *in vitro*.
- B. Para uso profissional.
- C. Consulte o folheto informativo do ensaio adequado para obter advertências e precauções adicionais. Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e precaução que possam estar associadas ao Tubo WBD, consulte a Biblioteca de Fichas de Dados de Segurança em [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).
- D. Use somente os artigos de laboratório descartáveis que sejam fornecidos ou especificados.
- E. Tome todas as precauções laboratoriais de rotina. Não coma, não beba, nem fume nas áreas de trabalho designadas. Use luvas descartáveis e isentas de pó, proteção ocular e batas de laboratório quando manusear espécimes e reagentes. Lave muito bem as mãos depois de manusear espécimes e reagentes.
- F. Tenha cuidado para evitar a contaminação cruzada durante os passos de manuseamento de espécimes. Os espécimes podem conter níveis elevados de alvo. Certifique-se de que os recipientes de espécimes não entram em contacto uns com os outros e deite fora os materiais usados sem passá-los por cima de recipientes abertos. Se as luvas entrarem em contacto com o espécime, substitua-as para evitar a ocorrência de contaminação cruzada.
- G. Não utilize este diluente após o respetivo prazo de validade.

## **Requisitos de conservação e manuseamento**

Após a receção e antes da utilização, conserve os Tubos WBD Aptima à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

## **Desempenho dos espécimes**

As características de desempenho do ensaio dos espécimes são fornecidas no folheto informativo do ensaio adequado. Os folhetos informativos dos ensaios estão disponíveis online em [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Para obter o endereço de e-mail e o número de telefone do suporte técnico e do apoio ao cliente nacionais específicos, visite: [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Hologic, Aptima e logótipos associados são marcas comerciais ou marcas registadas da Hologic, Inc. e/ou respetivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Quaisquer outras marcas comerciais que possam aparecer neste folheto informativo pertencem aos respetivos proprietários.

Este produto pode estar abrangido por uma ou várias patentes nos EUA, as quais podem ser consultadas em: [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2020–2021 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.  
AW-21090-601, Rev. 001  
2021-03