

Kit Aptima Auto Detect

Para uso em diagnóstico *in vitro*.

Rx only

Utilização pretendida

O Kit Aptima Auto Detect destina-se a ser usado com o luminómetro Leader™ HC+ e o sistema de instrumentos Tigris™.

Materiais fornecidos

Kit Aptima Auto Detect- N° Cat. 301048

Símbolo	Componente	Descrição	Quantidade
R1	Aptima Auto Detect 1	Solução aquosa contendo 0,1 % de peróxido de hidrogénio e 0,001 N de ácido nítrico	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N de hidróxido de sódio	1 x 245 ml

Avisos e precauções

A. Para uso em diagnóstico *in vitro*.

B. Evite o contacto do Auto Detect 2 com a pele, olhos e membranas mucosas. Se este fluido entrar em contacto com a pele ou os olhos, lave com água. Se este fluido se derramar, dilua o derramamento com água antes de secar com um pano.

C. Alguns reagentes deste kit estão marcados com símbolos de risco e segurança.

Nota: a informação sobre a Comunicação do Risco para rotulagem de produtos comercializados globalmente contempla as classificações das Folhas de Dados de Segurança (SDS) dos EUA e da UE. Para obter informações sobre a comunicação de risco específicas da sua região, consulte as respetivas SDS na Biblioteca de Folha de Dados de Segurança em www.hologicds.com.

Informação de Risco EUA



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

Informação de Risco UE



Auto Detect 2

HIDRÓXIDO DE SÓDIO 5 – 10%

Perigo

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche

P280 - Usar protecção ocular/protecção facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

Requisitos de armazenamento e manuseamento

Os fluidos contidos no Kit Aptima Auto Detect devem ser armazenados entre 15°C a 30°C. Se os fluidos congelarem durante a expedição ou armazenamento, pode ocorrer a formação de precipitado. O aquecimento dos fluidos entre 37°C e 60°C facilita a dissolução do precipitado. Se for necessário o aquecimento, deixe os fluidos arrefecerem à temperatura ambiente e mexa bem antes da sua utilização. Os fluidos devem estar entre 18°C e 28°C antes da sua utilização com o luminómetro Leader HC+ e entre 15°C e 30°C antes da sua utilização com o sistema Tigris.

Procedimento

1. Retire os frascos de Auto Detect existentes.
2. Instale os novos frascos de Auto Detect no instrumento, tal como descrito no Manual do Operador do instrumento.

Notas processuais

1. Certifique-se de que o instrumento é preparado com Auto Detects antes da sua utilização.
2. As possíveis fontes de erro incluem erros do operador durante a instalação dos frascos ou utilização de frascos de Auto Detect 1 e Auto Detect 2 fora do prazo.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Apoio ao Cliente: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Suporte técnico: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obter mais informações sobre contactos, aceda a www.hologic.com.



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Este produto pode estar abrangido por uma ou mais das patentes dos EUA identificadas em www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.

IN0055-01-PT Rev. 003
2018-05