

Zestaw Aptima Auto Detect (Panther™ System)

Do diagnostyki *in vitro*.

Tylko na receptę

Przeznaczenie

Zestaw Aptima Auto Detect służy do użytku tylko z aparatem Panther System.

Dostarczone materiały

Zestaw Aptima Auto Detect (kat. nr 303013)

(Po odbiorze przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C)

Symbol	Element	Liczba sztuk
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Wodny roztwór zawierający 0,1% nadtlenu wodoru i 0,001 N kwasu azotowego.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N wodorotlenku sodu.</i>	1 x 245 mL

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Unikać kontaktu odczynnika Auto Detect 2 ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Jeśli płyn zetknie się ze skórą lub oczami, należy przemyć wodą. Jeśli dojdzie do rozlania tego płynu, należy rozcieńczyć go wodą, po czym wytrzeć do sucha.
- Do użycia przez profesjonalistów.
- Przestrzegać rutynowych środków ostrożności stosowanych w laboratorium.

Wymagania dotyczące przechowywania i postępowania z produktem

- Zestaw Aptima Auto Detect należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C.
- Przed użyciem płyny muszą mieć temperaturę od 15°C do 30°C. Po otwarciu płyny zachowują stabilność przez 60 dni.
- W przypadku wytrącenia się osadu, podgrzać płyny w temperaturze od 37°C do 60°C, aby ułatwić rozpuszczenie osadu. Przed użyciem należy schłodzić płyny do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Niektóre odczynniki w tym zestawie są oznakowane symbolami zagrożenia i bezpieczeństwa.

Uwaga: Informacje o zagrożeniach komunikacyjnych znajdują się w bibliotece kart charakterystyki na stronie www.hologicds.com.

Informacje o zagrożeniach zgodne z wymogami USA



Auto Detect 2

WODOROTLENEK SODU 5 – 10%

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P264 – Dokładnie umyć twarz, ręce i każdą odsłoniętą skórę po użyciu


P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

	<p>P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P405 – Przechowywać pod zamknięciem.</p>
Informacje o zagrożeniach zgodne z wymogami UE	
	<p>Auto Detect 2 WODOROTLENEK SODU 5 – 10% NIEBEZPIECZEŃSTWO H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P280 – Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem</p>

Procedura

Wymieniać butelki w szufladzie na uniwersalne płyny po otrzymaniu powiadomienia od systemu. Patrz *Instrukcja obsługi Panther System*.



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Dział obsługi klienta: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Wsparcie techniczne: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Więcej informacji kontaktowych zamieszczono na stronie www.hologic.com.

Hologic, Aptima i Panther są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i/lub jej spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Wszystkie inne znaki towarowe, które mogą się pojawić w tej ulotce załączonej do opakowania, należą do ich odpowiednich właścicieli.

Opisywany produkt może być objęty co najmniej jednym patentem USA, przedstawionym na stronie www.hologic.com/patents.

©2001-2019 Hologic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

502180PL Wer. 005
2019-09