

## Zestaw płynów do testu Aptima (Panther™ System)

Do diagnostyki *in vitro*.

### Przeznaczenie

Zestaw płynów do testu Aptima służy do użytku tylko z aparatem Panther System.

### Dostarczone materiały

#### Zestaw płynów do testu Aptima (kat nr 303014)

(Po odbiorze przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C)

Symbol	Element	Liczba sztuk
W	Roztwór do płukania Aptima <i>10 mM roztworu buforowanego HEPES zawierającego mniej niż 2% środka konserwującego.</i>	1 x 2,9 L
O	Odczynnik olejowy Aptima <i>Olej silikonowy.</i>	1 x 260 mL
DF	Bufor do płynu dezaktywującego Aptima <i>800 mM roztworu buforowanego wodorowęglanem.</i>	1 x 1,4 L

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- A. Przestrzegać rutynowych środków ostrożności stosowanych w laboratorium.
- B. Do użycia przez profesjonalistów.
- C. Unikać kontaminacji płynów do testu Aptima przez drobnoustroje i rybonukleazy.

### Wymagania dotyczące przechowywania i postępowania z produktem

- A. Nieotwarte płyny do testu Aptima należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C.
- B. Po otwarciu płyny do testu Aptima zachowują stabilność przez 60 dni.
- C. Nie używać po upływie terminu ważności.
- D. Niektóre odczynniki w tym zestawie są oznakowane symbolami zagrożenia i bezpieczeństwa.

**Uwaga:** Informacje o zagrożeniach komunikacyjnych znajdują się w bibliotece kart charakterystyki na stronie [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

#### Informacje o zagrożeniach zgodne z wymogami USA



##### Bufor do płynu dezaktywującego

**WODOROTLENEK SODU 1 – 5%**

##### OSTRZEŻENIE

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy




P264 – Dokładnie umyć twarz, ręce i każdą odsłoniętą skórę po użyciu

P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością mydła i wody

	P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem
	<p><b>Olej Aptima</b> <b>POLIDIMETYLOSILOKSAN 95 – 100%</b> <b>OSTRZEŻENIE</b></p> <p>H315 – Działa drażniąco na skórę H319 – Działa drażniąco na oczy P264 – Dokładnie umyć twarz, ręce i każdą odsłoniętą skórę po użyciu P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością mydła i wody P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem</p>
<b>Informacje o zagrożeniach zgodne z wymogami UE</b>	
	<p><b>Bufor do płynu dezaktywującego</b> <b>WODOROTLENEK SODU 1 – 5%</b> <i>Podchloryn sodu &lt; 1%</i> <b>OSTRZEŻENIE</b></p> <p>H315 – Działa drażniąco na skórę H319 – Działa drażniąco na oczy</p>
	<p><b>Olej Aptima</b> <b>POLIDIMETYLOSILOKSAN 100%</b> <b>OSTRZEŻENIE</b></p> <p>H315 – Działa drażniąco na skórę H319 – Działa drażniąco na oczy</p>

## Procedura

Wymieniać butelki w szufladzie na uniwersalne płyny po otrzymaniu powiadomienia od systemu. Patrz *Instrukcja obsługi Panther System*.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Hologic BVBA**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Dział obsługi klienta: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Wsparcie techniczne: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Więcej informacji kontaktowych zamieszczono na stronie [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima i Panther są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i/lub jej spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Wszystkie inne znaki towarowe, które mogą się pojawić w tej ulotce załączonej do opakowania, należą do ich odpowiednich właścicieli.

Opisywany produkt może być objęty co najmniej jednym patentem USA, przedstawionym na stronie [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001-2019 Hologic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

502181PL Wer. 005  
2019-09