

## Aptima analysevæskekit (Panther™-system)

Til *in vitro* diagnostisk brug.

Rx only

### Tilsigtet anvendelse

Aptima analysevæskekit er til brug på Panther-systemet.

### Vedlagte materialer

**Aptima analysevæskekit (Kat. nr. 303014)**

(Opbevares ved 15 °C til 30 °C ved modtagelsen)

Symbol	Komponent	Kvantitet
W	Aptima vaskeopløsning <i>10 mM HEPES bufferopløsning, der indeholder mindre end 2 % konserveringsmiddel.</i>	1 x 2,9 L
O	Aptima oliereagens <i>Silikonolie.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima buffer til deaktiveringsvæske <i>800 mM bikarbonatbufferopløsning.</i>	1 x 1,4 L

### Advarsler og forholdsregler


- A. Rutinemæssige laboratorieforholdsregler skal følges.
- B. Til professionel brug.
- C. Undgå mikrobiel og ribonukleasekontaminering af Aptima analysevæsker.




### Krav til opbevaring og håndtering

- A. Opbevar de uåbnede Aptima analysevæsker ved 15 °C til 30 °C.
- B. Efter åbning er Aptima analysevæsker stabile i 60 dage.
- C. Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- D. Nogle reagenser i dette kit er mærket med risiko- og sikkerhedssymboler.

**Bemærk:** For fare- og sikkerhedserklæringer henvises der til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdatablade) på [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Fareerklæring USA

	<p><b>Buffer For Deactivation Fluid</b>  <b>SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%</b>  <b>WARNING</b>  H315 – Causes skin irritation  H319 – Causes serious eye irritation  P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling  P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection  P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and</p>
---	---

	<p>easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p><b>Aptima Oil</b> <i>POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100%</i></p> <p><b>WARNING</b></p> <p>H315 – Causes skin irritation</p> <p>H319 – Causes serious eye irritation</p> <p>P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling</p> <p>P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection</p> <p>P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
<b>Fareerklæring EU</b>	
	<p><b>Buffer For Deactivation Fluid</b> <i>NATRIUMHYDROXID 1 – 5 %</i> <i>Natriumhypochlorit &lt; 1 %</i></p> <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>H315 - Forårsager hudirritation</p> <p>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation</p>
	<p><b>Aptima Oil</b> <i>POLYDIMETHYLSILOXANE 100 %</i></p> <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>H315 - Forårsager hudirritation</p> <p>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation</p>

## Fremgangsmåde

Udskift flaskerne i universalskuffen, når systemet giver meddelelse derom. Se *Panther System Operator's Manual* (brugervejledning til Panther-systemet).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Hologic BVBA**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Kundesupport: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

For yderligere kontaktoplysninger henvises til [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, og Panther er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, tilhører de respektive ejere.

Dette produkt kan være dækket af et eller flere amerikanske patenter. Se [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2019 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

502181DA Rev. 004  
2019-09