

Aptima Assay Fluids Kit (Panther™-systeem)

Voor diagnostisch gebruik *in vitro*.

Beoogd gebruik

Het Aptima Assay Fluids Kit is bestemd voor gebruik op het Panther-systeem.

Geleverde materialen

Aptima Assay Fluids Kit (cat.nr. 303014)

(na ontvangst bewaren bij 15 °C tot 30 °C)

Symbool	Component	Hoeveelheid
W	Aptima-wasoplossing <i>10 mM HEPES-bufferoplossing met minder dan 2% conserveringsmiddel.</i>	1 x 2,9 l
O	Aptima-oliereagens <i>Siliconenolie.</i>	1 x 260 ml
DF	Aptima-buffer voor deactiveringsvloeistof <i>800 mM bicarbonaatbufferoplossing.</i>	1 x 1,4 l

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- A. Pas de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor laboratoria toe.
- B. Voor professioneel gebruik.
- C. Voorkom microbiële en ribonucleaseverontreiniging van Aptima-assayvloeistoffen.




Opslag- en hanteringsvereisten

- A. Bewaar ongeopende Aptima-assayvloeistoffen bij 15 °C tot 30 °C.
- B. Na openen zijn Aptima-assayvloeistoffen 60 dagen stabiel.
- C. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.
- D. Enkele reagentia van deze kit zijn geëtiketteerd met risico- en veiligheidssymbolen.

Opmerking: Raadpleeg de bibliotheek met veiligheidsgegevensbladen op www.hologicds.com voor informatie over gevarencommunicatie.

Amerikaanse gevareninformatie

	<p>Buffer voor deactiveringsvloeistof NATRIUMHYDROXIDE 1-5% WAARSCHUWING H315 – Veroorzaakt huidirritatie H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie P264 – Na het werken met het product, gezicht, handen en eventuele blootgestelde huid grondig wassen P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen P302 + P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen</p>
---	---

	<p>P332 + P313 – Bij aanhoudende huidirritatie: een arts raadplegen. P362 – Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken</p>
	<p>Aptima-olie POLYDIMETHYLSILOXAAN 95-100% WAARSCHUWING H315 – Veroorzaakt huidirritatie H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie P264 – Na het werken met het product, gezicht, handen en eventuele blootgestelde huid grondig wassen P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen P302 + P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P332 + P313 – Bij aanhoudende huidirritatie: een arts raadplegen. P362 – Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken</p>
Europese gevareninformatie	
	<p>Buffer voor deactiveringsvloeistof NATRIUMHYDROXIDE 1-5% <i>Natriumhypochloriet < 1%</i> WAARSCHUWING H315 – Veroorzaakt huidirritatie H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie</p>
	<p>Aptima-olie POLYDIMETHYLSILOXAAN 100% WAARSCHUWING H315 – Veroorzaakt huidirritatie H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie</p>

Procedure

Plaats nieuwe flessen in de lade voor universele vloeistoffen wanneer het systeem daarom vraagt. Raadpleeg de *gebruikershandleiding bij het Panther-systeem*.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Klantenservice: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technische ondersteuning: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Ga voor meer contactgegevens naar www.hologic.com.

Hologic, Aptima en Panther zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken in deze bijsluiters zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is mogelijk beschermd door een of meer Amerikaanse octrooien vermeld op www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden.

502181NL Rev. 005
2019-09