

Trusă de lichide pentru testare Aptima (Panther™ System)

Pentru diagnosticarea *in vitro*.

Domeniu de utilizare

Trusa de lichide pentru testare Aptima este destinată utilizării pe Panther System.

Materiale furnizate

Trusă de lichide pentru testare Aptima (Nr. cat. 303014)

(depozitați între 15 °C și 30 °C în momentul primirii)

Simbol	Produs	Cantitate
W	Soluție de spălare Aptima <i>Soluție tamponată cu HEPES 10 mM cu un conținut de conservanți sub 2%.</i>	1 x 2,9 L
O	Reactiv cu ulei Aptima <i>Ulei siliconic.</i>	1 x 260 mL
DF	Soluție-tampon pentru lichidul de dezactivare <i>Soluție tamponată cu bicarbonat 800 mM.</i>	1 x 1,4 L

Avertismente și precauții

- Respectați precauțiile de laborator obișnuite.
- Pentru uz profesional.
- Evitați contaminarea microbiană și ribonucleică a lichidelor de testare Aptima.

Cerințe privind depozitarea și manipularea reactivilor

- Depozitați lichidele de testare Aptima nedeschise la temperaturi cuprinse între 15 °C și 30 °C.
- Perioada de stabilitate a lichidelor de testare Aptima după deschidere este de 60 de zile.
- Nu utilizați produsul după data de expirare.
- Unii reactivi din acest set sunt etichetați cu simbolurile de risc și siguranță.

Notă: Pentru informații referitoare la frazele de pericol, consultați baza de date a fișelor de securitate la www.hologicsds.com.

Informații pericole SUA



Soluție-tampon pentru lichidul de dezactivare

HIDROXID DE SODIU 1 – 5%

AVERTISMENT

H315 – Provoacă iritarea pielii

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor




P264 – Spălați-vă cu atenție fața, mâinile și orice zone expuse ale pielii după manipulare

P280 – Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul

P302 + P352 – ÎN CAZUL DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu săpun și apă din abundență

	P332 + P313 – În caz de iritare a pielii: consultați medicul P362 – Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare
	Ulei Aptima POLIDIMETILSILOXAN 95 – 100% AVERTISMENT H315 – Provoacă iritarea pielii H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor P264 – Spălați-vă cu atenție fața, mâinile și orice zone expuse ale pielii după manipulare P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul P302 + P352 – ÎN CAZUL DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu săpun și apă din abundență P332 + P313 – În caz de iritare a pielii: consultați medicul P362 – Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare
Informații pericole UE	
	Soluție-tampon pentru lichidul de dezactivare HIDROXID DE SODIU 1 – 5% <i>Hipoclorit de sodiu < 1%</i> AVERTISMENT H315 – Provoacă iritarea pielii H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor
	Ulei Aptima POLIDIMETILSILOXAN 100% AVERTISMENT H315 – Provoacă iritarea pielii H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor

Procedură

Înlocuiți flacoanele din sertarul pentru lichide universale atunci când sistemul vă solicită să faceți acest lucru. Consultați *Manualul operatorului Panther System*.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 SUA

Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Asistență clienți: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Asistență tehnică: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pentru mai multe date de contact, vizitați www.hologic.com.

Hologic, Aptima și Panther sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Hologic, Inc. și/sau ale sucursalelor sale în Statele Unite și/sau alte țări. Toate celelalte mărci comerciale care apar în acest prospect aparțin proprietarilor respectivi.

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. identificate la adresa www.hologic.com/patents.

©2001–2019 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

502181RO Rev. 005
2019-09