

Aptima Assay Fluids Kit (Panther™ System)

Для использования при диагностике *in vitro*.

Назначение

Набор жидкостей для анализа Aptima предназначен для использования в Panther System.

Предоставляемые материалы

Набор жидкостей для анализа Aptima (№ по кат. 303014)

(По получении хранить при температуре от 15°C до 30°C)

Символ	Компонент	Количество
W	Промывающий раствор Aptima <i>Буферный раствор HEPES 10 мМ, содержащий консервант в концентрации менее 2 %.</i>	1 x 2,9 л
O	Масляный реактив Aptima <i>Силиконовое масло.</i>	1 x 260 мл
DF	Буфер для приготовления раствора деактивации Aptima <i>Бикарбонатный буферный раствор 800 мМ.</i>	1 x 1,4 л

Предупреждения и меры предосторожности

- A. Используйте стандартные лабораторные меры предосторожности.
- B. Для профессионального использования.
- C. Не допускайте загрязнения жидкостей для анализа Aptima микроорганизмами и рибонуклеазой.

Требования к хранению и обращению

- A. Невскрытые флаконы жидкостей для анализа Aptima хранить при температуре от 15°C до 30°C.
- B. После вскрытия жидкости для анализа Aptima остаются стабильными в течение 60 дней.
- C. Не используйте после истечения срока годности.
- D. Некоторые реактивы из данного набора маркированы символами риска и безопасности.

Примечание. Информацию об опасности см. в библиотеке паспортов безопасности на веб-сайте www.hologicds.com.

Информация об опасности — США



Буфер для приготовления раствора деактивации

ГИДРОСКИД НАТРИЯ 1–5 %

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

H315 — вызывает раздражение кожи

H319 — вызывает серьезное раздражение глаз

P264 — после работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые кожные покровы

P280 — пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица

P305 + P351 + P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз снять их, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

	<p>R337 + R313 — если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу</p> <p>R302 + R352 — ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом</p> <p>R332 + R313 — в случае раздражения кожи: обратиться к врачу</p> <p>R362 — снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием</p>
	<p>Масло Aptima ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН 95–100 % ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <p>H315 — вызывает раздражение кожи</p> <p>H319 — вызывает серьезное раздражение глаз</p> <p>R264 — после работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые кожные покровы</p> <p>R280 — пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица</p> <p>R305 + R351 + R338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз снять их, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз</p> <p>R337 + R313 — если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу</p> <p>R302 + R352 — ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом</p> <p>R332 + R313 — в случае раздражения кожи: обратиться к врачу</p> <p>R362 — снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием</p>
Информация об опасности — ЕС	
	<p>Буфер для приготовления раствора деактивации ГИДРОСКИД НАТРИЯ 1–5 % <i>Гипохлорит натрия < 1 %</i> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <p>H315 — вызывает раздражение кожи</p> <p>H319 — вызывает серьезное раздражение глаз</p>
	<p>Масло Aptima ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН 100% ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <p>H315 — вызывает раздражение кожи</p> <p>H319 — вызывает серьезное раздражение глаз</p>

Методика

Заменяйте флаконы в отсеке для универсальных жидкостей при получении уведомления из системы. См. *руководство оператора Panther System*.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Поддержка клиентов: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Техническая поддержка: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт
www.hologic.com.

Hologic, Aptima и Panther являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками Hologic, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и (или) других странах. Все остальные товарные знаки, которые могут присутствовать в этом вкладыше, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Данное изделие может подлежать действию одного или нескольких патентов США, указанных по адресу www.hologic.com/patents.

© Hologic, Inc., 2001–2019. Все права защищены.

502181RU Rev. 005
2019-09