

Kit del conservante del liquido del sistema Aptima (Sistema Tigris™ DTS™)

Per l'uso diagnostico *in vitro*.

Finalità d'uso

Il Kit del conservante del liquido del sistema Aptimava usato con i Dosaggi Aptima sul Sistema Tigris DTS. Usare il kit del conservante del liquido del sistema secondo le istruzioni delineate nell'insero informativo appropriato e nel *Manuale d'uso del Sistema Tigris DTS (Tigris DTS System Operator's Manual)*.

Reagenti

I reagenti per il Kit del conservante del liquido del sistema Aptima per il Sistema Tigris DTS sono indicati sotto. Sono indicati anche i simboli di identificazione dei reagenti, accanto al rispettivo nome di reagente.

Materiali forniti

Nota: per informazioni sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che possono essere associati ai reagenti, consultare la libreria delle schede di sicurezza (Safety Data Sheet Library) all'indirizzo www.hologic.com/sds.

Aptima System Fluid Preservative Kit (1 scatola) (N. di parte 302380)

Componente	Quantità	Descrizione
Conservante del liquido del Sistema Aptima	1 x 200 ml	Il conservante del liquido del sistema contiene ipoclorito di sodio al 2,5%, che inibisce la crescita microbica in mezzi acquosi.

Materiali richiesti ma non forniti

Kit di Dosaggio Aptima appropriati

Sistema Tigris DTS

Acqua per il Sistema Tigris DTS. Per i dati tecnici relativi all'acqua per il Sistema Tigris DTS, consultare il *Manuale d'uso del Sistema Tigris DTS (Tigris DTS System Operator's Manual)*.

Materiali disponibili presso la Hologic

Kit di Dosaggio Aptima appropriati

Tigris DTS System (N. di parte 105118)

Avvertenze e precauzioni

- Il conservante del liquido del sistema non diluito è corrosivo.
- Corrosivo/Evitare il contatto del conservante del liquido del sistema con pelle, occhi e membrane mucose. Se si verifica il contatto con questo liquido, lavare con acqua. Se avviene un versamento accidentale di questo liquido, diluirlo con acqua prima di asciugare.
- Adottare le consuete precauzioni di laboratorio. Non pipettare con la bocca, non mangiare, bere o fumare nella zona di lavoro. Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato i Fluidi per Dosaggio Aptima.
- Non riempire fino all'orlo i contenitori del conservante del liquido del sistema.

Requisiti di conservazione e manipolazione

- Il Conservante del liquido del sistema Aptima è stabile se conservato sigillato a temperature comprese fra 15 e 30 °C fino alla data di scadenza.
- Non usarlo dopo la data di scadenza. **Non congelare.** Una volta aperto, il Conservante del liquido del sistema Aptima è stabile per 30 giorni se conservato a temperatura ambiente.
- Il Conservante del liquido del sistema Aptima può essere usato a temperature comprese fra 15 e 30 °C, ad un'umidità relativa compresa fra il 20 e l'85%.

Note procedurali

Liquido del sistema

Versare l'intera bottiglia del conservante del liquido del sistema in un contenitore del liquido del Sistema Tigris DTS vuoto. Riempire il contenitore del liquido del sistema con acqua per il Sistema Tigris DTS, finché il livello del liquido non si trova fra le due righe continue presenti sul contenitore. Per

i dati tecnici relativi all'acqua per il Sistema Tigris DTS, consultare il *Manuale d'uso del Sistema Tigris DTS (Tigris DTS System Operator's Manual)*. Il liquido del sistema è stabile per 30 giorni se conservato a temperatura ambiente (da 15 a 30 °C) e può essere usato per un massimo di 14 giorni dopo averlo caricato sul Sistema Tigris DTS.

Limiti

Il dosaggio va eseguito, e i risultati vanno interpretati, secondo le procedure indicate nell'insero informativo del kit di dosaggio appropriato e nel *Manuale d'uso del Sistema Tigris DTS (Tigris DTS System Operator's Manual)*.

La mancata applicazione di tali procedure può compromettere i risultati ottenuti. L'uso di Conservante del liquido del sistema Aptima scaduto può generare risultati erranei.

Valori previsti

Si prega di consultare l'insero informativo del dosaggio appropriato per conoscere i risultati previsti.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Assistenza clienti: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

© 2001-2017 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

501531IT Rev. 002
2017-04