

**Kit Aptima Auto Detect (sistema Panther™)**

Per uso diagnostico *in vitro*.

**Uso previsto**

Il kit Aptima Auto Detect è previsto per essere usato nel sistema Panther.

**Materiali forniti**

**Nota:** per informazioni sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che possono essere associati ai reagenti, consultare la libreria delle schede di sicurezza (Safety Data Sheet Library) all'indirizzo [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

**Kit Aptima Auto Detect (n. di cat. 303013)**

(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C)

Simbolo	Componente	Quantità
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Soluzione acquosa contenente perossido di idrogeno allo 0,1% e acido nitrico 0,001 N.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>Iodossido di sodio 1,6 N.</i>	1 x 245 mL

**Avvertenze e precauzioni**

- A. Evitare il contatto degli Auto Detect 1 e 2 con la pelle, gli occhi e le mucose. Se questi liquidi vengono a contatto con pelle od occhi, risciacquare con acqua. In caso di spargimento di questi liquidi, diluire il versamento con acqua prima di asciugarlo.
- B. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio.

**Requisiti di conservazione e manipolazione**

- A. Conservare il kit Auto Detect Aptima a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
- B. Prima dell'uso, consentire la stabilizzazione dei liquidi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C. Dopo l'apertura, i liquidi rimangono stabili per 60 giorni.
- C. Se si nota la formazione di precipitato, riscaldare i liquidi a una temperatura compresa tra 37 °C e 60 °C per promuoverne la dissoluzione. Prima dell'uso, consentire ai liquidi di raffreddarsi alla temperatura ambiente e mescolarli accuratamente.
- D. Non usare dopo la data di scadenza.

**Procedura**

Alla notifica da parte del sistema, sostituire i contenitori all'interno del cassetto liquidi universali. Consultare il *Panther System Operator's Manual* (manuale dell'operatore del sistema Panther).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Assistenza clienti: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747  
technicalsupport@hologic.com

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, e Panther sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo appartengono ai rispettivi proprietari.

©2001–2017 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

502180IT Rev. 002  
2017-04