

**Aptima Auto Detect-sett (Panther™-systemet)**

Til *in vitro*-diagnostisk bruk.

**Beregnet bruk**

Aptima Auto Detect-sett skal brukes på Panther-systemet.

**Materiale som leveres**

**Merknad:** For informasjon om eventuelle fare- og sikkerhetssetninger som kan være forbundet med reagenser, se Safety Data Sheet Library (HMS-biblioteket) på [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

**Aptima Auto Detect-sett (kat.nr. 303013)**

(Lagres ved 15 °C til 30 °C ved mottak)

Symbol	Komponent	Kvantitet
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Vandig oppløsning som inneholder 0,1 % hydrogenperoksid og 0,001 N salpetersyre.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N natriumhydroksid.</i>	1 x 245 mL

**Advarsler og forholdsregler**

- A. Unngå kontakt av Auto Detect 1 og Auto Detect 2 med hud, øyne og slimhinner. Hvis disse væskene kommer i kontakt med hud eller øyne, vask det berørte området med vann. Fortynn eventuelt væskesøl med vann før du tørker det opp.
- B. Overhold rutinemessige forholdsregler for laboratoriet.

**Krav til lagring og håndtering**

- A. Lagre Aptima Auto Detect-sett ved 15 °C til 30 °C.
- B. Væsker må nå en temperatur på 15 °C til 30 °C før bruk. Fra væsker er åpnet er de stabile i 60 dager.
- C. Hvis det har dannet seg utfellinger, varm opp væsker til 37 °C til 60 °C for å fremskynde oppløsning av utfellingene. Kjøøl ned væsker til romtemperatur og bland grundig før bruk.
- D. Skal ikke brukes etter utløpsdato.

**Fremgangsmåte**

Skift flaskene i den universelle væskebeholderen når systemet gir beskjed om det. Se *Panther System Operator's Manual* (brukerveiledningen for Panther-systemet).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Kundestøtte: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, og Panther er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.

©2001–2017 Hologic, Inc. Med enerett.

502180NO Rev.002  
2017-04