

Kit Aptima Auto Detect (sistema Panther™)

Para utilização no diagnóstico *in vitro*.

Utilização prevista

O kit Aptima Auto Detect destina-se a ser utilizado no sistema Panther.

Materiais fornecidos

Nota: Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e de precaução que possam estar associadas a estes reagentes, consulte a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet Library) em www.hologic.com/sds.

Kit Aptima Auto Detect (n.º de cat. 303013)

(Conservar a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C após a recepção)

Símbolo	Componente	Quantidade
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Solução aquosa contendo peróxido de hidrogénio a 0,1% e ácido nítrico 0,001 N.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>Hidróxido de sódio 1,6 N.</i>	1 x 245 mL

Advertências e precauções

- A. Evitar o contacto do Auto Detect 1 e 2 com a pele, olhos e membranas mucosas. Se estes fluidos entrarem em contacto com a pele ou os olhos, lave com água corrente. Caso ocorra um derrame destes fluidos, dilua com água antes de limpar.
- B. Utilize as precauções laboratoriais habituais.

Requisitos de conservação e manuseamento

- A. Conservar o kit Aptima Auto Detect a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C.
- B. Os fluidos têm de estar entre 15 °C e 30 °C antes de utilizar. Depois de abertos, os fluidos mantêm-se estáveis durante 60 dias.
- C. Caso se tenha formado precipitado, aqueça os fluidos a uma temperatura 37 °C a 60 °C para facilitar a dissolução do precipitado. Arrefeça os fluidos à temperatura ambiente e misture bem antes de usar.
- D. Não utilize após o fim do prazo de validade.

Procedimento

Substitua os frascos na gaveta de fluidos universais quando tal for solicitado pelo sistema. Consulte o *Panther System Operator's Manual* (Manual do Operador do Sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 EUA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Apoio ao Cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Suporte técnico: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obter mais informações sobre contactos, aceda a www.hologic.com.

Hologic, Aptima, e Panther são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Hologic, Inc. e/ou respectivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

Quaisquer outras marcas comerciais que possam aparecer neste folheto informativo pertencem aos respectivos proprietários.

©2001–2017 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.

502180PT Rev. 002
2017-04