

Aptima assayvätskesats (Panther™-systemet)

För *in vitro*-diagnostiskt bruk.

Avsedd användning

Aptima assayvätskesats är avsedd för användning på Panther-systemet.

Tillhandahållen materiel

Anteckning: Information om uttalanden om eventuella risker och försiktighetsåtgärder som kan förekomma i samband med reagenser finns i Safety Data Sheet Library (bibliotek med säkerhetsdatablad) på www.hologic.com/sds.

Aptima assayvätskesats (kat.nr 303014)

(Förvaras vid 15 °C till 30 °C efter leverans)

| Symbol | Komponent | Antal |
|--------|--|------------|
| W | Aptima tvättlösning <i>10 mM HEPES-buffrad lösning som innehåller mindre än 2 % konserveringsmedel.</i> | 1 x 2,9 L |
| O | Aptima oljereagens <i>Silikonolja.</i> | 1 x 260 mL |
| DF | Aptima buffert för inaktiveringsvätska <i>800 mM bikarbonatbuffrad lösning.</i> | 1 x 1,4 L |

Varningar och försiktighetsåtgärder

- A. Iaktta sedvanliga säkerhetsrutiner för laboratorier.
- B. Undvik att kontaminera Aptima assayvätskor med mikrober och ribonukleas.

Krav på förvaring och hantering

- A. Förvara oöppnade Aptima assayvätskor vid 15 °C till 30 °C.
- B. När de öppnats är Aptima assayvätskor stabila i 60 dagar.
- C. Använd inte satsen efter utgångsdatum.

Procedur

Byt ut flaskorna i universalvätskelådan när systemet uppmanar om detta. Se *Panther-systemets användarmanual*.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Kundservice: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Besök www.hologic.com för ytterligare kontaktinformation.

Hologic, Aptima, och Panther eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken som uppträder i denna bipacksedel är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

©2001–2017 Hologic, Inc. Med ensamrätt.

502181SV Rev. 002
2017-04