

CONTROLES DE AMPLIFICACION DEL MTD*(bioMérieux ref. 39223/Hologic Cat. No. 301043F)***UTILIZACION**

Los reactivos de los Controles de Amplificación del MTD de Hologic pueden ser utilizados como controles adicionales con el Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD).

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Control Negativo de Amplificación para MTD (NC) Solución tampón. 2 x 1 ml

Control Positivo de Amplificación para MTD (PC) Acido nucleico no infeccioso en solución tampón. 2 x 1 ml

PRECAUCIONES DE UTILIZACION

- Para diagnóstico *in vitro*.
- Los Controles de Amplificación del MTD pueden ser utilizados junto con el Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD).
- Los Controles de Amplificación del MTD no monitorizan la etapa de sonicación (lisis) del ensayo.
- El procedimiento de uso descrito en la ficha técnica del kit MTD requiere controles celulares para monitorizar tanto la lisis como la amplificación.

CONSERVACION Y MANEJO

Los reactivos contenidos en los Controles de Amplificación del MTD deben conservarse entre 2° C y 8°C y permanecen estables hasta la fecha indicada en el envase.

TECNICA

Remitirse a la ficha técnica del kit del Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD) para la sección de amplificación de la TECNICA.

- Añadir 25 µL de Control Negativo de Amplificación de Mycobacterium o Control Positivo de Amplificación de Mycobacterium tuberculosis al fondo de un tubo de amplificación que contenga 50 µL de Reactivo de Amplificación para Mycobacterium tuberculosis reconstituido y 200 µL de Reactivo de Aceite.
- Continuar el ensayo en la Sección Amplificación, Etapa 4, del Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD) indicada en la ficha técnica del kit.

RESULTADOS

	RLU
Control Negativo de Amplificación	< 20.000
Control Positivo de Amplificación	≥ 500.000



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Asistencia al cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic y Amplified MTD son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

AW-12602-301 Rev. 002 (ES)
©1990 – 2017 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.
2017-05