

Aptima Auto Detect Komplekts

Lietot *in vitro* diagnostikai.

Paredzētais pielietojums

Aptima Auto Detect Komplekts ir paredzēts lietošanai ar Leader™ HC+ Luminometru un Tigris™ iekārtu sistēmu.

Pievienotie materiāli

Piezīme: informāciju par jebkādiem riska un piesardzības priekšrakstiem, kas var būt saistīti ar reaģentiem, skatīt Drošības datu lapu bibliotēkā (Safety Data Sheet Library) www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect Komplekts- Kat. Nr. 1048

Simbols	Komponente	Apraksts	Skaitis
R1	Aptima Auto Detect 1	Šķidrums uz ūdens bāzes, satur 0.1% ūdeņraža pārskābi un 0.001 N slāpekļskābi	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1.6 N nātrija hidroksīds	1 x 245 ml

Brīdinājumi un drošības pasākumi

- A. Lietot *in vitro* diagnostikai.
- B. Nepieļaut Auto Detect 1 un 2 kontaktu ar ādu, acīm un glotādām. Mazgāt ar ūdeni, ja šķidrums ir nokļuvis uz ādas vai acīs. Ja šķidrums ir izlijis, atšķaidīt to ar ūdeni un saslaucīt. Ievērot apstiprinātos laboratorijas drošības pasākumus.

Uzglabāšanas un uzturēšanas prasības

Šķidrums, kuri ir Aptima Auto Detect Komplekta sastāvā, ir jāuzglabā 15°C līdz 30°C temperatūrā. Ja šķidrums sasilst transportēšanas un uzglabāšanas laikā, ir iespējama nogulšņu veidošanās. Šķidrumu uzsildīšana 37°C līdz 60°C temperatūrā veicina nogulšņu izšķīšanu. Ja ir nepieciešama uzsildīšana, atdzesēt šķidrumus līdz istabas temperatūrai un rūpīgi sajaukt pirms lietošanas. Pirms lietošanas ar Leader HC+ Luminometru šķidrumiem jābūt 18°C līdz 28°C temperatūrā un 15°C līdz 30°C temperatūrā pirms lietošanas ar Tigris Sistēmu.

Procedūra

- Izņemt esošās Auto Detect pudeles.
- Ievietot jaunas Auto Detect pudeles iekārtā kā norādīts pievienotajā iekārtas Lietotāja rokasgrāmatā.

Procedūras veikšanas piezīmes

- Pirms lietošanas pārliecināties, ka iekārta ir sagatavota darbam ar Auto Detect.
- Starp iespējamiem kļūdu cēloņiem var būt arī operatora kļūda pudeļu uzstādīšanas laikā vai lietojot Auto Detect 1 un Auto Detect 2 pēc to derīguma termiņa beigām.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klientu atbalsts: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)

customersupport@hologic.com

Tehniskā palīdzība: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Lai saņemtu sīkāku kontaktinformāciju, apmeklējiet www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

IN0055-01-LV Rev. 002
2017-04