

Aptima Auto Detect-sett

Til *in vitro* diagnostisk bruk.

Beregnet bruk

Aptima Auto Detect Kit skal brukes med Leader™ HC+ Luminometer og Tigris™ instrumentsystem.

Materiale som leveres

Merknad: For informasjon om eventuelle fare- og sikkerhetssetninger som kan være forbundet med reagenser, se Safety Data Sheet Library (HMS-biblioteket) på www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect Kit- Kat. nr. 1048

Symbol	Komponent	Beskrivelse	Kvantitet
R1	Aptima Auto Detect 1	Vandig oppløsning som inneholder 0,1% hydrogenperoksid og 0,001 N salpetersyre	1 X 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N natriumhydroksid	1 X 245 ml

Advarsler og forholdsregler

- A. Til *in vitro* diagnostisk bruk.
- B. Unngå at Auto Detect 1 og 2 kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner. Vask med vann hvis disse væskene kommer i kontakt med hud eller øyne. Dersom disse væskene søles, fortynn med vann og tørk opp. Overhold rutinemessige forholdsregler for laboratoriet.

Krav til oppbevaring og håndtering

Væskene i Aptima Auto Detect Kit skal lagres ved 15 °C til 30 °C. Hvis væskene fryser under transport eller lagring, kan det dannes utfelling. Oppvarming av væskene til 37 °C til 60 °C fremmer oppløsning av utfellingene. Dersom oppvarming er nødvendig, avkjøl væskene til romtemperatur og bland godt før bruk. Væsker må være ved 18 °C til 28 °C før bruk med Leader HC+ Luminometer og ved 15 °C til 30 °C før bruk med Tigris systemet.

Prosedyre

- Fjern eksisterende Auto Detect flasker.
- Installer de nye Auto Detect flaskene i instrumentet som beskrevet i Brukerveiledningen for det tilsvarende instrumentet.

Prosedyremerknader

- Pass på at instrumentet er primet med Auto Detect før bruk.
- Mulige feilkilder inkluderer operatørfeil under installering av flaskene eller bruk av Auto Detect 1 og Auto Detect 2 som er utgått på dato.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundestøtte: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Med enerett.

IN0055-01-NO Rev. 002
2017-04