

## Aptima Assay-Flüssigkeitskit (Panther™ System)

**In-vitro-Diagnostikum.**

Rx only

### Verwendungszweck

Das Aptima Assay-Flüssigkeitskit ist zur Verwendung auf dem Panther-System bestimmt.

### Im Lieferumfang enthaltene Materialien

**Aptima Assay-Flüssigkeitskit (Best.-Nr. 303014)**

(Lagerung bei 15 °C bis 30 °C nach Empfang)

Symbol	Komponente	Menge
W	Aptima Waschlösung <i>10 mM HEPES-gepufferte Lösung mit weniger als 2% Konservierungsmittel.</i>	1 x 2,9 L
O	Aptima Ölreagenz <i>Silikonöl.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima Puffer für Deaktivierungsflüssigkeit <i>800 mM Bicarbonat-gepufferte Lösung.</i>	1 x 1,4 L

### Warn- und Vorsichtshinweise

- A. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen im Labor ergreifen.
- B. Eine mikrobielle und Ribonuklease-Kontamination der Aptima Assay flüssigkeiten vermeiden.

### Lagerungs- und Handhabungsbedingungen

- A. Ungeöffnete Aptima Assay flüssigkeiten bei 15 °C bis 30 °C aufbewahren.
- B. Nach dem Öffnen bleiben Aptima Assay flüssigkeiten 60 Tage lang stabil.
- C. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- D. Einige Reagenzien in diesem Kit sind mit Gefahren- und Sicherheitssymbolen gekennzeichnet.

**Hinweis:** Angaben zur Gefahrenkommunikation finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

### Gefahreninformationen für die USA



#### **Buffer For Deactivation Fluid**

**SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%**

#### **WARNING**




H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

	<p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention  P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water  P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention  P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p><b>Aptima Oil</b>  <b>POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100%</b>  <b>WARNING</b>  H315 – Causes skin irritation  H319 – Causes serious eye irritation  P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling  P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection  P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing  P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention  P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water  P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention  P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
<b>Gefahreninformationen für Europa</b>	
	<p><b>Buffer For Deactivation Fluid</b>  <b>NATRIUMHYDROXID 1 – 5 %</b>  <i>Natriumhypochlorit &lt; 1 %</i>  <b>ACHTUNG</b>  H315 - Verursacht Hautreizungen  H319 - Verursacht schwere Augenreizung</p>
	<p><b>Aptima Oil</b>  <b>SILICONE A 100 %</b>  <b>ACHTUNG</b>  H315 - Verursacht Hautreizungen  H319 - Verursacht schwere Augenreizung</p>

## Verfahren

Die Flaschen im Universal-Flüssigkeitseinschub nach Aufforderung durch das System wechseln. Siehe *Panther System Operator's Manual* (Bedienungsanleitung für das Panther-System).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Kundensupport: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, und Panther sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt ist ggf. von mindestens einem US-Patent geschützt (siehe [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents)).

©2001–2018 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

502181DE Rev. 003  
2018-01