

ThinPrep® festéköblító oldat

Használati útmutató

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A ThinPrep® öblítő oldat a Papanicolau-festési eljárásban a ThinPrep magfestékkel, a ThinPrep kékítő oldattal, a ThinPrep narancssárga G-oldattal és a ThinPrep EA-oldattal való együttes használatra készült.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep öblítő oldat egy vizes, tisztító oldat, amely citológiai vizsgálat céljából eltávolítja a felesleges ThinPrep magfestéket a tárgylemezeken lévő sejtkomponensekről.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festő oldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep öblítő oldat eltávolítja a felesleges ThinPrep magfestéket a sejtkomponensekről, kiemelve ezáltal a mag festődését és pontosítva a citoplazmát.

ÖSSZETÉTEL

Megfelelő felületaktív anyag vizes oldata.

FIGYELMEZTETÉSEK

In Vitro diagnosztikai felhasználásra.

Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Érintkezés esetén irritációt okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne kerüljön szembe.

Az oldat kezelése során viseljen kesztyűt és védőszemüveget.

Tartsa a tárolót zárva, ha az nincs közvetlenül használatban.

A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelések.

Ne használja a terméket, ha az elsődleges csomagolása sérült.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

A fel nem használt ThinPrep öblítő oldatot saját tárolójában, 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között kell tárolni. Ne használja a ThinPrep öblítő oldatot a tárolón jelzett lejáratú időn túl.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Tiszta, nem steril oldat.

ThinPrep® festéköblítő oldat

MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS

Olyan nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra, amelyeket egy ThinPrep feldolgozó rendszer már feldolgozott.

ELJÁRÁS

A konkrét festési protokollokat lásd a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A használat során minden esetben be kell tartani a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában olvasható utasításokat. A ThinPrep öblítő oldat más oldattal nem helyettesíthető.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Citológiai tárgylemezeken való közvetlen használat esetén a ThinPrep öblítő oldat eltávolítja a felesleges ThinPrep magfestéket a sejtkomponensekről.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Káros hatások nem várhatók. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a www.hologiccsds.com oldalon.



Gyártó



Lásd a használati útmutatót



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Hivatalos képviselő az
Európai Közösségben



Katalógusszám



Lejárat dátum



Gyártási tételszám



Hőmérsékleti korlátok



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Ausztrál megbízó: Hologic (Ausztrália) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000