

en**Aptima® Assay Fluids**

The Aptima Assay Fluids are to be used with the Aptima Assays

Wash Solution (Hepes buffered solution) 1 x 2,9 L

Oil (Silicon Oil) 1 x 260 mL

Buffer for Deactivation Fluid (Sodium bicarbonate buffered solution) 1 x 1,4 L

WARNING Consult hologiccsds.com for hazard information

et**Aptima® Assay Fluids**

Testivedelikke Aptima Assay Fluids tuleb kasutada koos testidega Aptima Assay

Pesulahus (puhverlahus Hepes) 1 x 2,9 l

Öli (silikonöli) 1 x 260 ml

Deaktivatsioonivedeliku puhver (naatriumvesinikkarbonaatpuhverlahus) 1 x 1,4 l

HOIATUS Ohutuseavet vaadake veebleilet hologiccsds.com

it**Liquidi per test Aptima® Assay**

I liquidi per test Aptima Assay devono essere utilizzati con i test Aptima Assay

Solutie de lavaj (soluție tamponată HEPES) 1 x 2,9 L

Olie (olie di silicone) 1 x 260 mL

Tampone per liquido di disattivazione (soluzione tamponata con bicarbonato di sodio) 1 x 1,4 L

AVVERTENZA Consultare hologiccsds.com per informazioni sui pericoli

ro**Lichide de analiză Aptima®**

Lichidele de analiză Aptima trebuie utilizate împreună cu analizele Aptima

Solutie de spălare (soluție-tampon Hepes) 1 x 2,9 l

Ulei (ulei siliconic) 1 x 260 ml

Soluție-tampon pentru lichid de dezactivare (soluție-tampon pe bază de bicarbonat de sodiu) 1 x 1,4 l

AVERTISMENT Consultați hologiccsds.com pentru informații despre pericole

AW-25385 Rev. 001

bg**Течност за анализи Aptima®**

Течностите за анализи Aptima се използват с измивен разтвор за анализи

Aptima (хепес буфериран разтвор) 1 x 2,9 L

Масло (Силиконово масло) 1 x 260 mL

Буфер за деактивирана течност (натриев бикарбонат буфериран разтвор) 1 x 1,4 L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Консултирайте се с hologiccsds.com за информация за опасностите

fi**Aptima®-Assay-aineaineet**

Aptima-Assay-aineaineita tulee käytettävä Aptima-määritysten kanssa

Pesulius (Hepes-puskuritu liuos) 1 x 2,9 L

Öljy (silikonöljy) 1 x 260 mL

Deaktivointineen puskuri (natriumbikarbonaattipuskuroitu liuos) 1 x 1,4 L

VAROITUS Katso varoittedot osoitteesta hologiccsds.com

lv**Aptima® analīzes šķidumi**

Aptima analīzes šķidums izmanto kopā ar Aptima analīzēm

Mazgāšanas šķidums (Hepes buferšķidums) 1 x 2,9 l

Eļļa (silikona eļļa) 1 x 260 ml

Šķiduma deaktivizēšanas buferis (Nātrija bikarbonāta buferšķidums) 1 x 1,4 l

BRĪDINĀJUMS Informāciju par bīstamību skaitāt hologiccsds.com

sk**Testovacie kvapaliny Aptima®**

Testovacie kvapaliny Aptima sú určené na použitie s testami Aptima

Premývaci roztok (pufraný roztok Hepes) 1 x 2,9 l

Olej (silikonový olej) 1 x 260 ml

Pufer na deaktiváciu kvapalnu (pufraný roztok hydrogénuhlíčitanu sodného) 1 x 1,4 l

VAROVANIE Informácie týkajúce sa nebezpečnosti nájdete na webovej stránke hologiccsds.com

hr**Aptima® tekućine za testiranje**

Aptima tekućine za testiranja koriste se s Aptima otopinama za

ispiranje testiranja (puferirana otopina Hepes) 1 x 2,9 L

Ulei (Silikonsko ulje) 1 x 260 mL

Pufer za deaktivacijsku tekućinu (Puferirana otopina natrijevog bikarbonata) 1 x 1,4 L

UPOZORENJE Za informacije o opasnostima pogledajte hologiccsds.com

fr**Liquides de test Aptima®**

Les liquides de test Aptima doivent être utilisés avec les tests Aptima

Solution de lavage (solution tamponnée HEPES) 1 x 2,9 L

Huile (huile de silicone) 1 x 260 mL

Tampon pour solution de désactivation (solution tamponnée au bicarbonate de sodium) 1 x 1,4 L

ATTENTION: consultez hologiccsds.com pour obtenir des informations sur les dangers

lt**„Aptima® Assay Fluids“ („Aptima®“ testų skysčiai)**

„Aptima®“ testų skysčiai skirti naudoti su „Aptima“ testais

„Wash Solution“ (plavimo tirpalas) (Hepes buferinis tirpalas) 1 x 2,9 l

„Oil“ (silikoninė alvja) 1 x 260 ml

„Buffer for Deactivation Fluid“ (skyčių deaktyvyvimo buferis) (natrio bikarbonato buferinis tirpalas) 1 x 1,4 l

ISPĒJIMAS Informacija apie keliajamą pavoją pateikiama hologiccsds.com

sl**Aptima® testne tekočine**

Testne tekočine Aptima so namenjene za uporabo skupaj s testi Aptima.

Raztopina za izpiranje (puferska raztopina Hepes) 1 x 2,9 l

Olej (silikonsko olje) 1 x 260 mL

Pufer za deaktivacijsko tekočino (puferska raztopina natrijevega bikarbonata) 1 x 1,4 l

OPOZORILO Za informacije glede nevarnosti glejte spletno mesto hologiccsds.com

cz**Testovaci kapaliny Aptima®**

Testovaci kapaliny Aptima jsou určeny k použití společně s testy Aptima

Premývaci roztok (pufraný roztok Hepes) 1 x 2,9 l

Olej (silikonový olej) 1 x 260 ml

Pufer pro deaktivaci kapalnu (pufraný roztok hydrogenuhlíčitanu sodného) 1 x 1,4 l

VAROVÁNI Informace o nebezpečí najdete na webové stránce hologiccsds.com

de**Aptima® Assay-Flüssigkeiten**

Die Aptima Assay-Flüssigkeiten sind für die Verwendung mit den Aptima Assays bestimmt

Waschlösung (HEPES-gepufferte Lösung) 1 x 2,9 l

Öl (Silikonöl) 1 x 260 ml

Puffer für Deaktivierungsflüssigkeit (Natriumbikarbonat-gepufferte Lösung) 1 x 1,4 l

WARNUNG Die Gefahrenhinweise sind hologiccsds.com zu entnehmen

no**Aptima®-assayvæsker**

Aptima-assayvæskene skal brukes sammen med Aptima-assayene

Vaskeløsning (hepes-bufret løsning) 1 x 2,9 l

Olje (silikonolje) 1 x 260 ml

Buffer for deaktiveringsvæske (natriumbikarbonat-bufret løsning) 1 x 1,4 l

ADVARSEL Se hologiccsds.com for å finne informasjon om farer

es**Fluidos Aptima® Assay**

Los fluidos Aptima® Assay deben utilizarse con los ensayos Aptima

Solución de lavado (solución de tampón HEPES), 1 x 2,9 L

Aceite (aceite de silicona), 1 x 260 mL

Tampón para fluido de desactivación (solución de tampón de bicarbonato de sodio), 1 x 1,4 L

ADVERTENCIA Consulte hologiccsds.com para conocer la información sobre peligros

da**Aptima® analysevæsker**

Aptima-analysevæsker skal anvendes med Aptima-analyse

vaskoplossing (oplösning med hepes-buffer) 1 x 2,9 L

Olie (siliconeolie) 1 x 260 mL

Buffer for deaktiveringsvæske (oplösning med natriumbicarbonatbuffer) 1 x 1,4 L

ADVARSEL Konsultér hologiccsds.com for fareoplösninger

el**Υγρά Ανάλυσης Aptima® Assay Fluids**

Τα Υγρά Ανάλυσης Aptima Assay Fluids προορίζονται για χρήση με τις Αναλύσεις Aptima Assays

Διάλυμα πλάστης (Ρυθμιστικό διάλυμα του Hepes) 1 x 2,9 L

Λάδι (λάδι σιλικόνης) 1 x 260 mL

Ρυθμιστικό διάλυμα για το υγρό αδρανοποίησης (Ρυθμιστικό διάλυμα διπτανθρακικού ναρπου) 1 x 1,4 L

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συμβουλευτείτε τη διεύθυνση hologiccsds.com για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους

pl**Plyny do testów Aptima®**

Plyny do testów Aptima stosuje się z roztworami do plukania Aptima

(roztwór buforowany Hepes) 1 x 2,9 L

Olej (olej silikonowy) 1 x 260 mL

Bufor do płynu dezaktywacyjnego (Roztwór buforowany wodorowęglanu sodu) 1 x 1,4 L

OSTRZEŻENIE Prosimy zapoznać się z treścią strony internetowej hologiccsds.com, aby uzyskać informacje o zagrożeniach

sv**Aptima® Assay Fluids**

Aptima Assay Fluids ska användas tillsammans med Aptima Assays

Wash Solution (Hepes buffrad lösnings) 1 x 2,9 L

olja (silikonolja) 1 x 260 mL

Buffer for Deactivation Fluid (natriumbikarbonatbuffrad