

## 1.1 Inledning

Detta tillägg ändrar användarhandboken och servicehandboken för Affirm® vägledningssystem för bröstbiopsi. Följande innehåll ersätter diagrammet över symboler och etiketternas placeringar. Placera det här tillägget tillsammans med användarhandboken och servicehandboken för framtida referens.








## 1.2 Berörda handböcker









Följande handböcker berörs av det här tillägget:

- MAN-06411-002 Användarhandbok för Affirm vägledningssystem för bröstbiopsi version 1.11 och 2.2, revidering 002, avsnitt 1.10 (Symboler) och avsnitt 2.6 (Etiketternas placeringar)
- MAN-06412 Servicehandbok för Affirm vägledningssystem för bröstbiopsi version 1.11 och 2.2, revidering 001, avsnitt 1.10 (Symboler) och avsnitt 2.6 (Etiketternas placeringar)

## 1.3 Symboler

I detta avsnitt beskrivs symbolerna på detta system.

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Försiktighet	ISO 7010, referens 5.1.6
	Vänteläge för fjärrstation ("På" och "Av" för datorn och bildskärmen)	IEC 60417-5009
	Kassera elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt avfall. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant.	WEEE-direktiv 2002/96/EG
	Potentialutjämningsterminal	IEC 60417, referens 5021
	Skyddsjordsterminal	IEC 60417, referens 5019
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Följ bruksanvisningen	ISO 15223-1:2016, referens 5.4.3
	Katalognummer	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.6

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Serial number (Serienummer)	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.7
	Tillverkare	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.1
	Tillverkningsdatum	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.3
	Endast användning av sidoarm	Hologic
	Patent	Hologic
	Tillverkad i USA	Hologic
	Auktoriserad representant i europeiska gemenskapen	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.2
	CE-märke med referensnummer på anmält organ	MDR-förordning (EU) 2017/745

### 1.4 Diagram över etiketternas placeringar

Diagrammet över etiketternas placeringar i avsnitt 2.6 i var och en av följande handböcker är inte längre tillämpligt:

- MAN-06411-002 revidering 002
- MAN-06412 revidering 001