

1.1 Εισαγωγή

Το παρόν προσάρτημα πραγματοποιεί τροποποιήσεις στους Οδηγούς χρήσης και στα Εγχειρίδια σέρβις των συστημάτων Selenia® Dimensions® και 3Dimensions™ που διαθέτετε. Το ακόλουθο περιεχόμενο αντικαθιστά τους πίνακες συμβόλων και τα διαγράμματα θέσεων ετικετών. Τοποθετήστε το παρόν προσάρτημα μαζί με τους Οδηγούς χρήσης και τα Εγχειρίδια σέρβις για μελλοντική αναφορά.




1.2 Επηρεαζόμενα εγχειρίδια

Το παρόν προσάρτημα αφορά τα ακόλουθα εγχειρίδια:

- MAN-06383-1102 3Dimensions System User Guide, Version 2.2, Revision 001, section 1.16 (Symbols) and section 2.7 (Label Locations) [MAN-06383-1102 Οδηγός χρήσης συστήματος 3Dimensions, Έκδοση 2.2, Αναθεώρηση 001, ενότητα 1.16 (Σύμβολα) και ενότητα 2.7 (Θέσεις ετικετών)]
- MAN-06384 3Dimensions System Service Manual, Version 2.2, Revision 001, section 1.7 (Symbols) and section 2.7 (Label Locations) [MAN-06384 Εγχειρίδιο σέρβις συστήματος 3Dimensions, Έκδοση 2.2, Αναθεώρηση 001, ενότητα 1.7 (Σύμβολα) και ενότητα 2.7 (Θέσεις ετικετών)]
- MAN-06385-1102 Dimensions System User Guide, Version 1.11, Revision 001, section 1.17 (Symbols) and section 2.7 (Label Locations) [MAN-06385-1102 Οδηγός χρήσης συστήματος Dimensions, Έκδοση 1.11, Αναθεώρηση 001, ενότητα 1.17 (Σύμβολα) και ενότητα 2.7 (Θέσεις ετικετών)]
- MAN-06386 Dimensions System Service Manual, Version 1.11, Revision 001, section 1.7 (Symbols) and section 2.7 (Label Locations) [MAN-06386 Εγχειρίδιο σέρβις συστήματος Dimensions, Έκδοση 1.11, Αναθεώρηση 001, ενότητα 1.7 (Σύμβολα) και ενότητα 2.7 (Θέσεις ετικετών)]














1.3 Σύμβολα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα σύμβολα σε αυτό το σύστημα.

Σύμβολο	Περιγραφή	Τυπική
	Προσοχή— Ακτινοβολία	Hologic
	Αυτό το σύστημα εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) (μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)	IEC 60417, Αναφορά 5140
	Προειδοποίηση ηλεκτρισμού	IEC 60417, Αναφορά 6042












Συστήματα 3Dimensions και Selenia Dimensions

Προσάρτημα για τα σύμβολα και τις θέσεις των ετικετών

Σύμβολο	Περιγραφή	Τυπική
	Επικίνδυνη τάση	IEC 60417, Αναφορά 5036
	Προσοχή	ISO 7010, Αναφορά 5.1.6
	Προσοχή	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.4.4
	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Hologic
	Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ξεχωριστά από τα τυπικά απορρίμματα. Αποστείλετε το υλικό που αποσύρεται στην Hologic ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις της περιοχής σας.	Οδηγία 2002/96/EK για τα ΑΗΗΕ
	Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B	IEC 60417, Αναφορά 5840
	Ακροδέκτης ισοστάθμισης δυναμικού	IEC 60417, Αναφορά 5021
	Προστατευτική γείωση	IEC 60417, Αναφορά 5019
	Ασφάλεια	IEC 60417, Αναφορά 5016
	Εναλλασσόμενο ρεύμα	IEC 60417, Αναφορά 5032
	«Απενεργοποίηση» (ισχύς)	IEC 60417, Αναφορά 5008
	«Ενεργοποίηση» (ισχύς)	IEC 60417, Αναφορά 5007
R_XONLY	Χρήση μόνο κατόπιν συνταγογράφησης	21 CFR 801.109
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.1.2




Συστήματα 3Dimensions και Selenia Dimensions

Προσάρτημα για τα σύμβολα και τις θέσεις των ετικετών

Σύμβολο	Περιγραφή	Τυπική
	Σήμανση CE με αριθμό αναφοράς κοινοποιημένου οργανισμού	Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) (ΕΕ) 2017/745
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Προσχέδιο ISO 15223
	Μη αποστειρωμένο	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.2.7
 www.hologic.com/package-inserts	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.4.3
Translations in Box	Μεταφράσεις στο πλαίσιο	Hologic
	Σύμβολο ανακύκλωσης	Unicode, Αναφορά U+267C
	Προσβάσιμο από αναπηρικό αμαξίδιο	Hologic
	Να διατηρείται στεγνό	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.3.4
	Εύθραστο, απαιτείται προσεκτικός χειρισμός	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.3.1
	Να μην στοιβάζεται	ISO 7000:2014, Αναφορά 2402
	Όριο θερμοκρασίας	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.3.7
Temp Logger Activated	Ενεργοποίηση του καταγραφέα θερμοκρασίας	Hologic
Temp Logger SN	Σειριακός αριθμός καταγραφέα θερμοκρασίας	Hologic
	Με αυτήν την πλευρά προς τα πάνω	ISO 7000:2014, Αναφορά 0623

Συστήματα 3Dimensions και Selenia Dimensions

Προσάρτημα για τα σύμβολα και τις θέσεις των ετικετών

Σύμβολο	Περιγραφή	Τυπική
	Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.2.8
P/N	Αριθμός εξαρτήματος	Hologic
REV	Αναθεώρηση	Hologic
Model	Αριθμός μοντέλου	Hologic
REF	Αριθμός καταλόγου	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.1.6
LOT	Κωδικός παρτίδας	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.1.5
SN	Σειριακός αριθμός	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.1.7
QTY	Ποσότητα	Hologic
SFW SHIPPED	Λογισμικό που αποστέλλεται	Hologic
SFW Version	Αριθμός έκδοσης λογισμικού	Hologic
CASE	Περίπτωση	Hologic
VC	Κωδικός προμηθευτή	Hologic
	Κατασκευαστής	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.1.1
	Ημερομηνία κατασκευής	ISO 15223-1:2016, Αναφορά 5.1.3
Made in USA	Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ	Hologic
Patents	Διπλώματα ευρεσιτεχνίας	Hologic

1.4 Διάγραμμα θέσεων ετικετών

Το διάγραμμα θέσεων ετικετών στην ενότητα 2.7 σε καθένα από τα ακόλουθα εγχειρίδια δεν ισχύει πλέον:

- MAN-06383-1102 Αναθεώρηση 001
- MAN-06384 Αναθεώρηση 001
- MAN-06385-1102 Αναθεώρηση 001
- MAN-06386 Αναθεώρηση 001