

1.1 Johdanto

Tämä liite muuttaa Selenia® Dimensions®- ja 3Dimensions™-järjestelmien käyttöoppaita ja huolto-oppaita. Seuraava sisältö korvaa symbolitaulukot ja etikettien sijaintikaaviot. Aseta tämä liite käyttöoppaiden ja huolto-oppaiden ohien myöhempää käyttöä varten.








1.2 Käyttöoppaat, joihin liite vaikuttaa

Tämä liite vaikuttaa seuraaviin oppaisiin:

- MAN-06383-1702 3Dimensions-järjestelmän käyttöopas, versio 2.2, tarkistusversio 001, osa 1.16 (Symbolit) ja osa 2.7 (Etikettien sijainnit)
- MAN-06384 3Dimensions-järjestelmän huolto-opas, versio 2.2, tarkistusversio 001, osa 1.7 (Symbolit) ja osa 2.7 (Etikettien sijainnit)
- MAN-06385-1702 Dimensions-järjestelmän käyttöopas, versio 1.11, tarkistusversio 001, osa 1.17 (Symbolit) ja osa 2.7 (Etikettien sijainnit)
- MAN-06386 Dimensions-järjestelmän huolto-opas, versio 1.11, tarkistusversio 001, osa 1.7 (Symbolit) ja osa 2.7 (Etikettien sijainnit)














1.3 Symbolit

Tässä osiossa kuvataan järjestelmässä käytetyt symbolit.

Symboli	Kuvaus	Standardi
	Huomio – säteilyä	Hologic
	Järjestelmä säteilee radiotaajuista energiaa (ei-ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä).	IEC 60417, viite 5140
	Varoitus, sähkö	IEC 60417, viite 6042
	Vaarallinen jännite	IEC 60417, viite 5036
	Huomio	ISO 7010, viite 5.1.6
	Huomautus	ISO 15223-1:2016, viite 5.4.4
	Hätäpysäytys	Hologic















3Dimensions- ja Selenia Dimensions -järjestelmät

Symbolit ja etikettien sijainnit -liite

Symboli	Kuvaus	Standardi
	Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet erillään normaalijätteestä. Lähetä käytöstä poistettu materiaali Hologicille tai ota yhteyttä huoltoedustajaan.	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY
	Tyypin B potilasliityntäosa	IEC 60417, viite 5840
	Potentiaalın tasausliitin	IEC 60417, viite 5021
	Suojamaatto (maadoitus)	IEC 60417, viite 5019
	Sulake	IEC 60417, viite 5016
	Vaihtovirta	IEC 60417, viite 5032
	”POIS PÄÄLTÄ” (virta)	IEC 60417, viite 5008
	”PÄÄLLÄ” (virta)	IEC 60417, viite 5007
R_XONLY	Vain lääkärin määräyksestä	21 CFR 801.109
	Euroopan yhteisössä toimiva valtuutettu edustaja	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.2
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen viitenumero	MDR-asetus (EU) 2017/745
	Lääkinnällinen laite	ISO 15223, luonnos
	Ei steriili	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.7
 www.hologic.com/package-inserts	Tutustu käyttöohjeisiin	ISO 15223-1:2016, viite 5.4.3

3Dimensions- ja Selenia Dimensions -järjestelmät

Symbolit ja etikettien sijainnit -liite

Symboli	Kuvaus	Standardi
	Käännökset laatikossa	Hologic
	Kierrätettävän symboli	Unicode, viite U+267C
	Pääsy pyörätuolilla	Hologic
	Pidettävä kuivana	ISO 15223-1:2016, viite 5.3.4
	Särkyvä, käsittele varovasti	ISO 15223-1:2016, viite 5.3.1
	Ei saa pinota	ISO 7000:2014, viite 2402
	Lämpötilarajoitus	ISO 15223-1:2016, viite 5.3.7
	Lämpötilaloggeri aktivoitu	Hologic
	Lämpötilaloggerin sarjanumero	Hologic
	Tämä puoli ylöspäin	ISO 7000:2014, viite 0623
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.8
	Osanumero	Hologic
	Tarkistusversio	Hologic
	Mallinumero	Hologic

Symboli	Kuvaus	Standardi
REF	Luettelonumero	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.6
LOT	Eräkoodi	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.5
SN	Sarjanumero	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.7
QTY	Määrä	Hologic
SFW SHIPPED	Ohjelmisto toimitettu	Hologic
SFW Version	Ohjelmiston versionumero	Hologic
CASE	Tapaus	Hologic
VC	Myyjän koodi	Hologic
	Valmistaja	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.1
	Valmistuspäivä	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.3
Made in USA	Valmistettu Yhdysvalloissa	Hologic
Patents	Patentit	Hologic

1.4 Etikettien sijaintikaavio

Seuraavien oppaiden osassa 2.7 oleva etikettien sijaintikaavio ei ole enää käytettävissä:

- MAN-06383-1702 Tarkistusversio 001
- MAN-06384 Tarkistusversio 001
- MAN-06385-1702 Tarkistusversio 001
- MAN-06386 Tarkistusversio 001