

1.1 Úvod

Tento dodatok upravuje používateľskú príručku a servisnú príručku k systémom Selenia® Dimensions® and 3Dimensions™. Nasledujúci obsah nahrádza tabuľky symbolov a schémy umiestnenia štítkov. Tento dodatok si uložte spolu s používateľskými príručkami a servisnými príručkami, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.2 Dotknuté príručky

Tento dodatok sa týka týchto príručiek:

- MAN-06383-3202 3Dimensions System User Guide (Používateľská príručka k systému 3Dimensions), verzia 2.2, revízia 001, časť 1.16 Symbols (Symboly) a časť 2.7 Label Locations (Umiestnenia štítkov)
- MAN-06384 3Dimensions System Service Manual (Servisná príručka k systému 3Dimensions), verzia 2.2, revízia 001, časť 1.7 Symbols (Symboly) a časť 2.7 Label Locations (Umiestnenia štítkov)
- MAN-06385-3202 Dimensions System User Guide (Používateľská príručka k systému Dimensions), verzia 1.11, revízia 001, časť 1.17 Symbols (Symboly) a časť 2.7 Label Locations (Umiestnenia štítkov)
- MAN-06386 Dimensions System Service Manual (Servisná príručka k systému Dimensions), verzia 1.11, revízia 001, časť 1.7 Symbols (Symboly) a časť 2.7 Label Locations (Umiestnenia štítkov)














1.3 Symboly

Táto časť opisuje symboly v tomto systéme.

Symbol	Opis	Norma
	Upozornenie – žiarenie	Hologic
	Tento systém prenáša rádiový frekvenčnú (RF) energiu (neionizujúce elektromagnetické žiarenie)	IEC 60417, odkaz 5140
	Výstraha – elektrina	IEC 60417, odkaz 6042
	Nebezpečné napätie	IEC 60417, odkaz 5036
	Upozornenie	ISO 7010, odkaz 5.1.6











Systémy 3Dimensions a Selenia Dimensions

Dodatok o symboloch a umiestnení štítkov

Symbol	Opis	Norma
	Pozor	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.4.4
	Núdzové zastavenie	Hologic
	Elektrické a elektronické zariadenia vyhadzujte oddelene od bežného odpadu. Vyradené materiály zašlite spoločnosti Hologic alebo kontaktujte svojho servisného zástupcu.	Smernica 2002/96/ES o OEEZ
	Príložná časť typu B	IEC 60417, odkaz 5840
	Svorka na vyrovnanie potenciálov	IEC 60417, odkaz 5021
	Ochranné uzemnenie	IEC 60417, odkaz 5019
	Poistka	IEC 60417, odkaz 5016
	Striedavý prúd	IEC 60417, odkaz 5032
	„VYP“ (napájanie)	IEC 60417, odkaz 5008
	„ZAP“ (napájanie)	IEC 60417, odkaz 5007
R_X ONLY	Len na lekársky predpis	21 CFR 801.109
	Oprávnený zástupca v Európskom spoločenstve	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.1.2
	Značka CE s referenčným číslom notifikovaného orgánu	Nariadenie MDR (EÚ) 2017/745
	Zdravotnícka pomôcka	ISO 15223 Návrh



Systémy 3Dimensions a Selenia Dimensions

Dodatok o symboloch a umiestnení štítkov

Symbol	Opis	Norma
	Nesterilné	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.2.7
 <small>www.hologic.com/package-inserts</small>	Postupujte podľa návodu na použitie	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.4.3
Translations in Box	Preklady v rámčeku	Hologic
	Symbol recyklácie	Unicode, odkaz U+267C
	Bezbariérový prístup	Hologic
	Udržujte v suchu	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.3.4
	Krehké, manipulujte opatrne	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.3.1
	Neskladajte na seba	ISO 7000:2014, odkaz 2402
	Hraničná teplota	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.3.7
Temp Logger Activated	Záznamník teploty aktivovaný	Hologic
Temp Logger SN	Sériové číslo záznamníka teploty	Hologic
	Touto stranou nahor	ISO 7000:2014, odkaz 0623
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.2.8
P/N	Číslo dielu	Hologic

Systémy 3Dimensions a Selenia Dimensions

Dodatok o symboloch a umiestnení štítkov

Symbol	Opis	Norma
REV	Revízia	Hologic
Model	Číslo modelu	Hologic
REF	Katalógové číslo	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.1.6
LOT	Kód dávky	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.1.5
SN	Sériové číslo	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.1.7
QTY	Množstvo	Hologic
SFW SHIPPED	Dodaný softvér	Hologic
SFW Version	Číslo verzie softvéru	Hologic
CASE	Prípád	Hologic
VC	Kód predajcu	Hologic
	Výrobca	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.1.1
	Dátum výroby	ISO 15223-1:2016, odkaz 5.1.3
Made in USA	Vyrobené v USA	Hologic
Patents	Patenty	Hologic

1.4 Schéma Label Locations (Umiestnenie štítkov)

Schéma Label Locations (Umiestnenie štítkov) v časti 2.7 v každej z nasledujúcich príručiek už neplatí:

- MAN-06383-3202 revízia 001
- MAN-06384 revízia 001
- MAN-06385-3202 revízia 001
- MAN-06386 revízia 001