


Dit is een verklarende woordenlijst van symbolen op producten en etiketten van Hologic Breast en Skeletal Health. Gebruik deze woordenlijst als aanvulling op uw producthandleidingen.

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Uitsluitend op voorschrift	FDA 21 CFR 801.109
	Niet veilig voor MRI	ASTM F2503 referentienr., tabel 2, symbool 7.3.3; 7.4.9.1; afb. 9
	MRI-conditioneel gebruik	ASTM F2503 referentienr., tabel 2; 7.4.6.1; afb. 6,7
	Let op – straling	Hologic
	Noodstop	Hologic
	Toegankelijk voor rolstoelgebruikers	Hologic
	Aansluiting van de voetschakelaar	Hologic
	Snoerhaspel van de voetschakelaar	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Gevaar: knelgevaar	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Accu	Hologic


Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
YYYY-MM-DD	Datumnotatie: YYYY duidt het jaar aan MM duidt de maand aan DD duidt de dag aan	Hologic
	Stroomonderbreker	Hologic
Translations in Box	Vertalingen in vak	Hologic
Temp Logger Activated	Temperatuurlogger geactiveerd	Hologic
Temp Logger SN	Serienummer temperatuurlogger	Hologic
PN	Onderdeelnummer	Hologic
REV	Revisie	Hologic
Model	Modelnummer	Hologic
QTY	Aantal	Hologic
SFW SHIPPED	Softwareversie bij verzending	Hologic
SFW Version	Softwareversienummer	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Installatie van toepassing	Hologic
Verified By	Geverifieerd door	Hologic
CASE	Pakmateriaal (doos of verpakking)	Hologic
VC	Code van leverancier	Hologic
Made in USA	Vervaardigd in de Verenigde Staten van Amerika	Hologic

Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health


Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
Made in Costa Rica	Vervaardigd in Costa Rica	Hologic
Assembled in Costa Rica	Geassembleerd in Costa Rica	Hologic
Made in China	Vervaardigd in China	Hologic
Made in Mexico	Vervaardigd in Mexico	Hologic
Made in Thailand	Vervaardigd in Thailand	Hologic
Patents	Patenten	Hologic
USA REP	Vertegenwoordiger in de VS	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Alleen voor gebruik met laterale arm	Hologic
Q.C. Use Only	Alleen voor gebruik bij kwaliteitsbewaking	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Aan deze zijde uitladen	Hologic
RAMP THIS SIDE	Deze zijde op platform plaatsen	Hologic
MATL	Materiaal	Hologic
	Ontgrendeld	IEC 60417 referentie 5569
	AAN (voeding)	IEC 60417, referentie 5007
	UIT (voeding)	IEC 60417, referentie 5008
	Zekering	IEC 60417, referentie 5016

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Beveiligde aarding (geaard)	IEC 60417, referentie 5019
	Potentiaalgelijkschakelings-aansluiting	IEC 60417, referentie 5021
	Wisselstroom	IEC 60417, referentie 5032
	Gevaarlijke spanning	IEC 60417, referentie 5036
	Dit systeem zendt radiofrequente (RF) energie uit (niet-ioniserende elektromagnetische straling)	IEC 60417, referentie 5140
	Toegepast onderdeel type BF	IEC 60417, referentie 5333
	Toegepast onderdeel type B	IEC 60417, referentie 5840
	Ethernet	IEC 60417, referentie 5988
	Waarschuwing elektriciteit	IEC 60417, referentie 6042
	USB	IEC 60417-1
	Vergrendeld	IEC 60417-5569
	Aan en Uit (voeding) voor de computer en het display	IEC 60417-5010
	Aarding (geaard)	IEC 60417-5017
	Elektrostatisch-gevoelige apparatuur	IEC 60417-5134

Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Gdeelte van apparatuur AAN	IEC 60417-5264
	“UIT” voor onderdeel van de apparatuur	IEC 60417-5264
	Schakelaar computer in stand-by	IEC 60417-5266
	Broneenheid röntgen	IEC 60417-5338
	Stralingsbron röntgen	IEC 60417-5339
	Stralingsfilter	IEC 60417-5381
	Niet onderdompelen in vloeistof	IEC 60417-5995
IPX8	De apparatuur of het accessoire is bestand tegen continue onderdompeling in water (tot 1 meter diepte gedurende 1 uur)	IEC 60529
 IPX4	Spatbestendig	IEC 60529
IPX6	Krachtige waterstralen die op de apparatuur of accessoires komen, ongeacht de richting, mogen geen schadelijke gevolgen hebben	IEC 60529

Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
IP54	Beschermd tegen beperkte indringing van stof, geen schadelijke afzettingen en beschermd tegen opspatten van water uit elke richting, beperkte indringing toegestaan	IEC 60529
IP22	Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 12,5 mm Ø en groter en beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels als de behuizing tot een hoek van 15° gekanteld is	IEC 60529
	Medisch hulpmiddel	ISO 15223-1, referentie 5.7.7
	Fabrikant	ISO 15223-1, referentie 5.1.1
	Bevoegd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	ISO 15223-1, referentie 5.1.2
	Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland aan	MedDO; SR 812.213
	Fabricagedatum	ISO 15223-1, referentie 5.1.3
	Land van fabricage	ISO 15223-1, referentie 5.1.11
	Uiterste gebruiksdatum	ISO 15223-1, referentie 5.1.4
	Batchcode	ISO 15223-1, referentie 5.1.5
	Catalogusnummer	ISO 15223-1, referentie 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223-1, referentie 5.1.7
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide	ISO 15223-1, referentie 5.2.3


Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Gesteriliseerd door bestraling	ISO 15223-1, referentie 5.2.4
	Enkele steriele barrière	ISO 7000-3707
	Enkele steriele barrière met beschermende verpakking aan de binnenkant	ISO 7000-3708
	Enkele steriele barrière met beschermende verpakking aan de buitenkant	ISO 7000-3709
	Niet opnieuw steriliseren	ISO 15223-1, referentie 5.2.6
	Niet-steriel	ISO 15223-1, referentie 5.2.7
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	ISO 15223-1, referentie 5.2.8
	Breekbaar; voorzichtig hanteren	ISO 15223-1, referentie 5.3.1
	Droog bewaren	ISO 15223-1, referentie 5.3.4
	Onderste temperatuurgrens	ISO 15223-1, referentie 5.3.5
	Bovenste temperatuurgrens	ISO 15223-1, referentie 5.3.6
	Temperatuurgrens	ISO 15223-1, referentie 5.3.7
	Vochtigheidsgrens	ISO 15223-1, referentie 5.3.8

Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Atmosferische drukgrens	ISO 15223-1, referentie 5.3.9
	Niet hergebruiken	ISO 15223-1, referentie 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	ISO 15223-1, referentie 5.4.3 Hologic
	Volg de gebruiksaanwijzing	IEC 60601-1, referentie tabel D.2, veiligheidssymbool 10 (ISO 7010-M002)
	Let op	ISO 15223-1, referentie 5.4.4
	Gecombineerd gewicht van apparatuur en veilige werkbelasting	ISO 60417, referentie 1321A
	Deze zijde boven	ISO 7000, referentie 0623
	Niet stapelen	ISO 7000, referentie 2402
	Maximaal stapelbaar aantal	ISO 7000, referentie 2403
	Waarschuwing	ISO 7010, referentie W001
	CE-markering Europese conformiteit	MDR-verordening (EU) 2017/745
	CE-markering met referentienummer van aangemelde instantie	MDR-verordening (EU) 2017/745
	Inhoud	N.v.t.

Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health


Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Bevat natuurrubberlatex.	N.v.t.
	Bevat geen latex van natuurlijk rubber	N.v.t.
	Aansluiting universele seriële bus	N.v.t.
	Niet knippen	N.v.t.
	CSA-genoteerd apparaat	Standards Council of Canada (SCC) en de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in de VS
	Medisch – Algemene medische apparatuur wat betreft risico's van elektrische schok, brand en mechanische risico's alleen in overeenstemming met ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 (2014) en IEC 60601-1:2012	UL-classificatie
	ETL-certificering	Standards Council of Canada (SCC) en de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in de VS
	INMETRO & ULBR-markering	UL-BR INMETRO-certificaat (Brazilië)
	Symbool recyclebaar	Unicode, referentie U+267C

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Gooi elektrische en elektronische apparatuur gescheiden weg van gewoon afval. Stuur buiten gebruik gesteld materiaal naar Hologic of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger	AEEA-richtlijn 2002/96/EG
	Identificatie van de patiënt	ISO 15223-1, referentie 5.7.3
	Website met patiëntinformatie	ISO 15223-1, referentie 5.7.4
	Gezondheidscentrum of arts	ISO 15223-1, referentie 5.7.5
	Datum	ISO 15223-1, referentie 5.7.6
	Unieke apparaat-ID	ISO 15223-1, referentie 5.7.10
	Niet gebruiken indien stip zwart is	Hologic
	Niet duwen	ISO 7010, referentie P017
	Niet op zitten	ISO 7010, referentie P018
	Niet op oppervlak stappen	ISO 7010, referentie P019
	Ioniserende straling die wordt uitgezonden wanneer de röntgenbron straling uitzendt.	ISO 7010, referentie W003

Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Waarschuwing om passende bescherming te gebruiken	ISO 7010, referentie W009
	Wees voorzichtig met zwaar tillen	Geen
	Uit de buurt van zonlicht houden	ISO 7000, referentie 0624
	Bevat ftalaten of aanwezigheid van ftalaten	BS EN 15986 Referentienr. A.4
	Bevat gevaarlijke stoffen	ISO 7000-3723
	Landcode voor vertaling	ISO 3166
	Knelpunt	ISO -7010