




See on Hologic Breast and Skeletal Healthi toodete ja siltide sümbolite sõnastik. Kasutage seda sõnastikku oma toote kasutusjuhendite lisana.

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Retseptiravim	FDA 21 CFR 801.109
	Ei ole ohutu magnetresonantstomograafiaga kasutamiseks	ASTM F2503 viitenumber, tabel 2, sümbol 7.3.3; 7.4.9.1; joonis 9
	Tingimuslik magnetresonantstomograafiaga kasutamine	ASTM F2503 viitenumber, tabel 2; 7.4.6.1; joonis 6,7
	Tähelepanu – kiirgus!	Hologic
	Hädapidur	Hologic
	Ligipääsetav ratastooliga	Hologic
	Jalglüliti ühendus	Hologic
	Jalglüliti kaablihalduse plaat	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Ohud: muljumiskoht	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Aku	Hologic

Sümbol	Kirjeldus	Standard
YYYY-MM-DD	Kuupäevavorming: YYYY tähistab aastat MM tähistab kuud DD tähistab päeva	Hologic
	Kaitselüliti	Hologic
Translations in Box	Erikeelsed juhised on karbis	Hologic
Temp Logger Activated	Temperatuurilogija on aktiveeritud	Hologic
Temp Logger SN	Temperatuurilogija seerianumber	Hologic
PN	Partiinumber	Hologic
REV	Redaktsioon	Hologic
Model	Mudeli number	Hologic
QTY	Kogus	Hologic
SFW SHIPPED	Tarnitud tarkvara versioon	Hologic
SFW Version	Tarkvara versiooninumber	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Rakenduse paigaldamine	Hologic
Verified By	Kontrollitud	Hologic
CASE	Ümbris (karp või pakend)	Hologic
VC	Müüja kood	Hologic
Made in USA	Toodetud Ameerika Ühendriikides	Hologic

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Toodetud Costa Rical	Hologic
	Kokku pandud Costa Rical	Hologic
	Toodetud Hiinas	Hologic
	Toodetud Mehhikos	Hologic
	Toodetud Tais	Hologic
	Patendid	Hologic
	USA esindaja	Hologic
	Kasutamiseks ainult külgakäel	Hologic
	Ainult kvaliteedikontrollile kasutamiseks	Hologic
	Tühjenda see külg	Hologic
	Kallutage seda külge	Hologic
	Materjal	Hologic
	Avatud	IEC 60417 viide nr 5569
	SEES (toide)	IEC 60417, viide 5007
	VÄLJAS (toide)	IEC 60417, viide 5008
	Kaitse	IEC 60417, viide 5016

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Kaitsemaandus	IEC 60417, viide 5019
	Potentsiaaliühtlustuse klemm	IEC 60417, viide 5021
	Vahelduvvool	IEC 60417, viide 5032
	Ohtlik pinge	IEC 60417, viide 5036
	See süsteem edastab raadiosageduslikku (RF) energiat (mitteioniseerivat elektromagnetkiirgust)	IEC 60417, viide 5140
	BF-tüüpi rakendatud osa	IEC 60417, viide 5333
	B-tüüpi rakendatud osa	IEC 60417, viide 5840
	Ethernet	IEC 60417, viide 5988
	Hoiatav tase elektrit	IEC 60417, viide 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lukustatud	IEC 60417-5569
	Arvuti ja kuvari „Sees“ ja „Väljas“ (toide)	IEC 60417-5010
	Maandus	IEC 60417-5017
	Elektrostaatiliselt tundlik seade	IEC 60417-5134

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	„SEES“ osa seadmetest	IEC 60417-5264
	„OFF“ osa seadmete korral	IEC 60417-5264
	Arvuti ooterežiimi lüliti	IEC 60417-5266
	Röntgenikiirgusallika komplekt	IEC 60417-5338
	Röntgenikiirgusallikas	IEC 60417-5339
	Kiirgusfilter	IEC 60417-5381
	Ärge kastke vedelikku	IEC 60417-5995
IPX8	Lisaseadmete varustus sobib pidevaks vette kastmiseks (kuni 1 m vee all 1 tund)	IEC 60529
 IPX4	Pritsmekindel	IEC 60529
IPX6	Seadmetest või lisaseadmetest mis tahes suunas vastu projitseeritud veel ei ole kahjulikke mõjusid	IEC 60529
IP54	Kaitstud tolmu piiratud sissepääsu, kahjulike sademete ja igast küljest pritsiva vee eest, piiratud sissepääs lubatud	IEC 60529


Sümbol	Kirjeldus	Standard
IP22	Kaitse tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm ja rohkem ning kaitse vertikaalselt langevate veepiiskade eest, kui SEADE on kallutatud kuni 15°	IEC 60529
	Meditisiiniseade	ISO 15223-1, punkt 5.7.7
	Tootja	ISO 15223-1, viide 5.1.1
	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	ISO 15223-1, viide 5.1.2
	Tähistab volitatud esindajat Šveitsis	MedDO; SR 812.213
	Tootmiskuupäev	ISO 15223-1, viide 5.1.3
	Tootjariik	ISO 15223-1, punkt 5.1.11
	Kasutamisaeg	ISO 15223-1, viide 5.1.4
	Partiikood	ISO 15223-1, viide 5.1.5
	Kataloogi number	ISO 15223-1, viide 5.1.6
	Seerianumber	ISO 15223-1, viide 5.1.7
	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	ISO 15223-1, viide 5.2.3
	Steriliseeritud kiirgusega	ISO 15223-1, viide 5.2.4
	Ühekordne steriilne barjäärisüsteem	ISO 7000-3707

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Seesmise kaitsepakendiga ühekordne steriilne barjäärisüsteem	ISO 7000-3708
	Välimise kaitsepakendiga ühekordne steriilne barjäärsüsteem	ISO 7000-3709
	Mitte resteriliseerida	ISO 15223-1, viide 5.2.6
	Mittesteriilne	ISO 15223-1, viide 5.2.7
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	ISO 15223-1, viide 5.2.8
	Habras, käsitseta ettevaatlikult	ISO 15223-1, viide 5.3.1
	Hoida kuivana	ISO 15223-1, viide 5.3.4
	Temperatuuri alumine piir	ISO 15223-1, viide 5.3.5
	Temperatuuri ülemine piir	ISO 15223-1, viide 5.3.6
	Temperatuuri limiit	ISO 15223-1, viide 5.3.7
	Niiskuspiirang	ISO 15223-1, viide 5.3.8
	Atmosfäärirõhu piirang	ISO 15223-1, viide 5.3.9

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Mitte korduskasutada	ISO 15223-1, viide 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Uurida kasutusjuhendit	ISO 15223-1, punkt 5.4.3 Hologic
	Järgige kasutusjuhiseid	IEC 60601-1, viide nr tabel D.2, ohutusmärk 10 (ISO 7010-M002)
	Ettevaatust!	ISO 15223-1, viide 5.4.4
	Seadme kaal ja selle ohutu töökoormus	ISO 60417, viide 1321A
	Nüipidi üles	ISO 7000, viide 0623
	Mitte asetada üksteise peale	ISO 7000, viide 2402
	Virnastamispiirang arvu järgi	ISO 7000, viide 2403
	Hoiatus	ISO 7010, viide W001
	CE-märgis Euroopa vastavusmärgis	MDR-eeskiri (EÜ) 2017/745
	CE-märgis koos teavitatud asutuse viitenumbriga	MDR eeskiri (EÜ) 2017/745
	Sisu	Puudub
	Sisaldab naturaalsel lateksit	Puudub

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ei sisalda looduslikku kummilateksit	Puudub
	Universaalne jadasiini ühendus	Puudub
	Mitte lõigata	Puudub
	CSA loendis olev seade	Kanada Standardnõukogu (SCC) ning USA tööohutuse ja -tervishoiu nõukogu Juhtorgan (OSHA)
	Meditsiin – üldine meditsiiniseade elektrilöögi, tulekahju ja mehaanilisi ohte arvestades kooskõlas ainult standarditega ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 (AI: 2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) ja IEC 60601-1: 2012	UL-klassifikatsioon
	ETL sertifitseerimine	Kanada standardimisnõukogu (SCC) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalsete Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (OSHA)
	INMETRO- ja ULBR-märk	UL-BR INMETRO sertifikaat (Brasiilia)
	Ringlussevõtu sümbol	Unicode, viide U+267C
	Visake elektri- ja elektroonikaseadmed tavajäätmetest eraldi. Saatke kasutuselt kõrvaldatud materjal ettevõttele Hologic või võtke ühendust teenindusesindajaga	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 2002/96/EÜ

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Patsiendi identifitseerimine	ISO 15223-1, punkt 5.7.3
	Patsienditeavet sisaldav veebileht	ISO 15223-1, punkt 5.7.4
	Terviseasutus või arst	ISO 15223-1, punkt 5.7.5
	Kuupäev	ISO 15223-1, punkt 5.7.6
	Seadme kordumatu identifitseerimistunnus	ISO 15223-1, punkt 5.7.10
	Lükka tagasi kui „Dot Black“	Hologic
	Mitte lükata	ISO 7010, punkt P017
	Mitte peal istuda	ISO 7010, punkt P018
	Mitte astuda pinnale	ISO 7010, punkt P019
	Röntgenikiirguse ergastamisel eraldub ioniseeriv kiirgus	ISO 7010, punkt W003
	Hoiatus asjakohaste kaitsevahendite kasutamise kohta	ISO 7010, punkt W009

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Kasutada raskuste tõstmisel ettevaatlikkust	Puudub
	Hoida päikesevalguse eest	ISO 7000, punkt 0624
	Sisaldab ftalaate või need on olemas	BS EN 15986 Viitenumber A.4
	Sisaldab ohtlikke aineid	ISO 7000-3723
	Riigi kood tõlkele	ISO 3166
	Terav ots	ISO 7010