





Detta är en ordlista för symboler på produkter och etiketter för Hologic Breast och Skeletal Health. Använd denna ordlista som ett komplement till dina produkthandböcker.

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Endast på läkares ordination	FDA 21 CFR 801.109
	Inte säker vid magnetisk resonanstomografi	ASTM F2503 referensnr. Tabell 2, symbol 7.3.3; 7.4.9.1; Figur 9
	Villkorlig användning vid magnetisk resonanstomografi	ASTM F2503 referensnr. Tabell 2; . 7.4.6.1; Figur 6, 7
	Varning – strålning	Hologic
	Nödstopp	Hologic
	Rullstolsanpassad	Hologic
	Anslutning till fotbrytare	Hologic
	Hanteringsplatta för fotbrytare	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Fara! Klämpunkt	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Batteri	Hologic

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
YYYY-MM-DD	Datumformat: YYYY står för året MM står för månaden DD står för dagen	Hologic
	Krets brytare	Hologic
Translations in Box	Översättningar i ruta	Hologic
Temp Logger Activated	Temperaturlogger aktiverad	Hologic
Temp Logger SN	Temperaturlogger, serienummer	Hologic
P/N	Artikelnummer	Hologic
REV	Revidering	Hologic
Model	Modellnummer	Hologic
QTY	Antal	Hologic
SFW SHIPPED	Levererad programvaruversion	Hologic
SFW Version	Versionsnummer för programvara	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Installation av program	Hologic
Verified By	Verifierad av	Hologic
CASE	Fodral (låda eller paket)	Hologic
VC	Leverantörskod	Hologic
Made in USA	Tillverkad i USA	Hologic

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
Made in Costa Rica	Tillverkad i Costa Rica	Hologic
Assembled in Costa Rica	Monterad i Costa Rica	Hologic
Made in China	Tillverkad i Kina	Hologic
Made in Mexico	Tillverkad i Mexiko	Hologic
Made in Thailand	Tillverkad i Thailand	Hologic
Patents	Patent	Hologic
USA REP	USA-representant	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Endast användning av sidoarm	Hologic
Q.C. Use Only	Endast för kvalitetskontroll	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Ta ut från den här sidan	Hologic
RAMP THIS SIDE	Ramp på den här sidan	Hologic
MATL	Material	Hologic
	Upplåst	IEC 60417 referensnr 5569
	"PÅ" (ström)	IEC 60417, referens 5007
	"AV" (ström)	IEC 60417, referens 5008
	Säkring	IEC 60417, referens 5016

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Skyddsjord (jord)	IEC 60417, referens 5019
	Potentialutjämningsterminal	IEC 60417, referens 5021
	Växelström	IEC 60417, referens 5032
	Farlig spänning	IEC 60417, referens 5036
	Detta system avger radiofrekvensenergi (RF) (icke-joniserande strålning)	IEC 60417, referens 5140
	Patientkontaktdel typ BF	IEC 60417, referens 5333
	Patientkontaktdel, typ B	IEC 60417, referens 5840
	Ethernet	IEC 60417, referens 5988
	Varning för elektricitet	IEC 60417, referens 6042
	USB	IEC 60417-1
	Låst	IEC 60417-5569
	"På" och "Av" (ström) för datorn och bildskärmen	IEC 60417-5010
	Mark (jord)	IEC 60417-5017
	Elektrostatiskt känslig enhet	IEC 60417-5134

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	"PÅ" för del av utrustningen	IEC 60417-5264
	AV för en del av utrustningen	IEC 60417-5264
	Strömbrytare för dator i standby	IEC 60417-5266
	Röntgenkällaggregat	IEC 60417-5338
	Röntgenkälla emitterar	IEC 60417-5339
	Strålningsfilter	IEC 60417-5381
	Sänk inte ned i vätska.	IEC 60417-5995
IPX8	Tillbehörsutrustningen är lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten (upp till 1 m nedsänkning i 1 timme)	IEC 60529
 IPX4	Stänksäker	IEC 60529
IPX6	Vatten som spolas med högt tryck runt hela utrustningen eller tillbehöret får inte ha skadlig inverkan	IEC 60529

Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
IP54	Skyddad mot begränsad inträngning av damm, inga skadliga avlagringar och skyddad mot vatten som stänkts från alla håll, begränsad inträngning tillåten	IEC 60529
IP22	Skyddad mot fasta främmande föremål med Ø 12,5 mm och större och skydd mot vertikalt fallande vattendroppar när HÖLJET lutar upp till 15°	IEC 60529
MD	Medicinteknisk produkt	ISO 15223-1, referens 5.7.7
	Tillverkare	ISO 15223-1, referens 5.1.1
EC REP	Auktoriserad representant i europeiska gemenskapen	ISO 15223-1, referens 5.1.2
CH REP	Anger auktoriserad representant i Schweiz	MedDO; SR 812.213
	Tillverkningsdatum	ISO 15223-1, referens 5.1.3
	Tillverkningsland	ISO 15223-1, referens 5.1.11
	Utgångsdatum	ISO 15223-1, referens 5.1.4
LOT	Satskod	ISO 15223-1, referens 5.1.5
REF	Katalognummer	ISO 15223-1, referens 5.1.6
SN	Serienummer	ISO 15223-1, referens 5.1.7
STERILE EO	Steriliserad med etylenoxid	ISO 15223-1, referens 5.2.3
STERILE R	Steriliserad med strålning	ISO 15223-1, referens 5.2.4

Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Sterilbarriärsystem med ett lager	ISO 7000-3707
	Sterilbarriärsystem med ett lager med skyddande inre förpackning	ISO 7000-3708
	Sterilbarriärsystem med ett lager med skyddande yttre förpackning	ISO 7000-3709
	Får ej omsteriliseras	ISO 15223-1, referens 5.2.6
	Icke-steril	ISO 15223-1, referens 5.2.7
	Använd inte om förpackningen är skadad	ISO 15223-1, referens 5.2.8
	Ömtålig, hanteras med försiktighet	ISO 15223-1, referens 5.3.1
	Förvaras torrt	ISO 15223-1, referens 5.3.4
	Lägre temperaturgräns	ISO 15223-1, referens 5.3.5
	Övre temperaturgräns	ISO 15223-1, referens 5.3.6
	Temperaturgräns	ISO 15223-1, referens 5.3.7
	Luftfuktighetsgräns	ISO 15223-1, referens 5.3.8



Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Atmosfärisk tryckgräns	ISO 15223-1, referens 5.3.9
	Får inte återanvändas	ISO 15223-1, referens 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Se bruksanvisningen	ISO 15223-1, referens 5.4.3 Hologic
	Följ bruksanvisningen	IEC 60601-1, referensnummer tabell D.2, säkerhetssymbol 10 (ISO 7010-M002)
	Försiktighet	ISO 15223-1, referens 5.4.4
	Utrustningens totala vikt och säkra maxbelastning	ISO 60417, referens 1321A
	Denna sida upp	ISO 7000, referens 0623
	Får inte staplas.	ISO 7000, referens 2402
	Staplingsgräns enligt antal	ISO 7000, referens 2403
	Varning	ISO 7010, referens W001
	CE-märkning Europeisk överensstämmelse	MDR-förordning (EU) 2017/745
	CE-märke med referensnummer för anmält organ	MDR-förordning (EU) 2017/745
	Innehåll	Ej tillgänglig

Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Innehåller naturgummilatex	Saknas
	Innehåller inte naturgummilatex	Saknas
	USB-anslutning	Saknas
	Skär inte	Saknas
	CSA-listad produkt	Standards Council of Canada (SCC) och U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	Medicinskt – Allmän medicinteknisk utrustning för elektriska stötar, brand och mekaniska faror endast i enlighet med ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 (2014) och IEC 60601-1:2012	UL-klassificering
	ETL-certifiering	Standards Council of Canada (SCC) och U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	INMETRO- och ULBR-märke	UL-BR INMETRO-certifiering (Brasilien)
	Symbol för återvinningsbar	Unicode, referens U+267C

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Kassera elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt avfall. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant	WEEE-direktiv 2002/96/EG
	Patientidentifiering	ISO 15223-1, referens 5.7.3
	Webbsida med patientinformation	ISO 15223-1, referens 5.7.4
	Vårdcentral eller läkare	ISO 15223-1, referens 5.7.5
	Datum	ISO 15223-1, referens 5.7.6
	Unikt enhets-id	ISO 15223-1, referens 5.7.10
	Avvisa vid svart prick	Hologic
	Får ej skjutas fram	ISO 7010, referens P017
	Sitt ej på enheten	ISO 7010, referens P018
	Kliv ej på enheten	ISO 7010, referens P019
	Joniserad strålning som avges när röntgenstrålen får energi	ISO 7010, referens W003

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Varning om att använda lämpligt skydd	ISO 7010, referens W009
	Var försiktig vid tunga lyft	Inget
	Skyddas från solljus	ISO 7000, referens 0624
	Innehåller ftalater	BS EN 15986 Referensnummer. A.4
	Innehåller farliga ämnen	ISO 7000-3723
	Landskod för översättning	ISO 3166
	Klämpunkt	ISO -7010