

Aptima Auto Detect Kit (Panther™ System)

In-vitro-Diagnostikum.

Rx only

Verwendungszweck

Das Aptima Auto Detect Kit ist zur Verwendung auf dem Panther-System bestimmt.

Im Lieferumfang enthaltene Materialien

Aptima Auto Detect Kit (Best.-Nr. 303013)

(Lagerung bei 15 °C bis 30 °C nach Empfang)

Symbol	Komponente	Menge
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Wässrige Lösung mit 0,1% Wasserstoffperoxid und 0,001 N Salpetersäure.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N Natriumhydroxid.</i>	1 x 245 mL

Warn- und Vorsichtshinweise


- A. Kontakt von Auto Detect 2 mit der Haut, den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt dieser Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen den betroffenen Bereich mit Wasser abwaschen. Eventuell verschüttete Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und dann aufwischen.
- B. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen im Labor ergreifen.


Lagerungs- und Handhabungsbedingungen

- A. Das Aptima Auto Detect Kit bei 15 °C bis 30 °C aufbewahren.
- B. Die Flüssigkeiten müssen vor dem Gebrauch eine Temperatur von 15 °C bis 30 °C haben. Nach dem Öffnen bleiben die Flüssigkeiten 60 Tage lang stabil.
- C. Falls sich ein Niederschlag gebildet hat, die Flüssigkeiten auf 37 °C bis 60 °C erwärmen, um die Auflösung des Niederschlages zu beschleunigen. Die Flüssigkeiten vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur abkühlen lassen und gründlich mischen.
- D. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- E. Einige Reagenzien in diesem Kit sind mit Gefahren- und Sicherheitssymbolen gekennzeichnet.

Hinweis: Angaben zur Gefahrenkommunikation finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter www.hologicds.com.

Gefahreninformationen für die USA

	<p>Auto Detect 2 SODIUM HYDROXIDE 5 – 10% DANGER</p> <p>H314 - Causes severe skin burns and eye damage P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower</p>
---	--

	<p>P363 - Wash contaminated clothing before reuse P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting</p>
Gefahreninformationen für Europa	
	<p>Auto Detect 2 NATRIUMHYDROXID 5 – 10 % GEFAHR H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen P303 + P361 + P353 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen P280 - Augen-/Gesichtsschutz tragen P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen</p>

Verfahren

Die Flaschen im Universal-Flüssigkeitseinschub nach Aufforderung durch das System wechseln. Siehe *Panther System Operator's Manual* (Bedienungsanleitung für das Panther-System).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Kundensupport: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic, Aptima, und Panther sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt ist ggf. von mindestens einem US-Patent geschützt (siehe www.hologic.com/patents).

©2001–2018 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

502180DE Rev. 003
2018-05