

Aptima analysevæskekit (Panther™-system)

Til *in vitro* diagnostisk brug.

Rx only

Tilsigtet anvendelse

Aptima analysevæskekit er til brug på Panther-systemet.

Vedlagte materialer

Aptima analysevæskekit (Kat. nr. 303014)

(Opbevares ved 15 °C til 30 °C ved modtagelsen)

Symbol	Komponent	Kvantitet
W	Aptima vaskeopløsning <i>10 mM HEPES bufferopløsning, der indeholder mindre end 2 % konserveringsmiddel.</i>	1 x 2,9 L
O	Aptima oliereagens <i>Silikonolie.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima buffer til deaktiveringsvæske <i>800 mM bikarbonatbufferopløsning.</i>	1 x 1,4 L

Advarsler og forholdsregler

- A. Rutinemæssige laboratorieforholdsregler skal følges.
- B. Undgå mikrobiel og ribonukleasekontaminering af Aptima analysevæsker.

Krav til opbevaring og håndtering

- A. Opbevar de uåbnede Aptima analysevæsker ved 15 °C til 30 °C.
- B. Efter åbning er Aptima analysevæsker stabile i 60 dage.
- C. Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- D. Nogle reagenser i dette kit er mærket med risiko- og sikkerhedssymboler.

Bemærk: For fare- og sikkerhedserklæringer henvises der til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdatablade) på www.hologiccsds.com.

Fareerklæring USA



Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING




H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

	<p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING H315 – Causes skin irritation H319 – Causes serious eye irritation P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Fareerklæring EU	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid NATRIUMHYDROXID 1 – 5 % <i>Natriumhypochlorit < 1 %</i> ADVARSEL H315 - Forårsager hudirritation H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % ADVARSEL H315 - Forårsager hudirritation H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation</p>

Fremgangsmåde

Udskift flaskerne i universalskuffen, når systemet giver meddelelse derom. Se *Panther System Operator's Manual* (brugervejledning til Panther-systemet).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundesupport: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

For yderligere kontaktoplysninger henvises til www.hologic.com.

Hologic, Aptima, og Panther er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, tilhører de respektive ejere.

Dette produkt kan være dækket af et eller flere amerikanske patenter. Se www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

502181DA Rev. 003
2018-01