













The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health






Ordliste med forklaringer

Dette er en ordliste med forklaringer på produkter og etiketter på Hologic Breast and Skeletal Health. Bruk denne ordlisten som et supplement til produkthåndbøkene dine.

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Reseptbelagt bruk	FDA 21 CFR 801.109
	Ikke trygt å bruke for magnetresonanstomografi (MR-undersøkelse)	ASTM F2503 referansenr. tabell 2, symbol 7.3.3; 7.4.9.1; fig. 9
	Betinget bruk å bruke for magnetresonanstomografi (MR-undersøkelse)	ASTM F2503 referansenr. tabell 2; 7.4.6.1; Fig 6,7
	Forsiktig – stråling	Hologic
	Nødstop	Hologic
	Rullestol tilgjengelig	Hologic
	Instrumentdriver og fjernkontrolltilkobling	Hologic
	Instrumentdriverens ledningssamlingsplate	Hologic
	Forbryterforbindelse	Hologic
	Fotbryterens ledningssamlingsplate	Hologic
	Saltvannsslangens samlingsplate	Hologic
	Wifi	Hologic

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Fare: Klemmepunkt	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Batteri	Hologic
YYYY-MM-DD	Datoformat: YYYY representerer året MM representerer måneden DD representerer dagen	Hologic
	Kretsbyrter	Hologic
	Plasser utstyr utenfor omgivelsene rundt pasienten	Hologic
Translations in Box	Oversettelser i boks	Hologic
Temp Logger Activated	Temperaturlogger aktivert	Hologic
Temp Logger SN	Serienummer for temperaturlogger	Hologic
P/N	Delenummer	Hologic
REV	Oppdatering	Hologic
Model	Modellnummer	Hologic
QTY	Antall	Hologic
SFW SHIPPED	Programvareversjon sendt	Hologic
















The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
SFW Version	Programvareversjonsnummer	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Programinstallasjon	Hologic
Verified By	Verifisert av	Hologic
CASE	Tilfelle (boks eller pakning)	Hologic
VC	Leverandørkode	Hologic
Made in USA	Produsert i USA	Hologic
Made in Costa Rica	Produsert i Costa Rica	Hologic
Assembled in Costa Rica	Montert i Costa Rica	Hologic
Made in China	Laget i Kina	Hologic
Made in Mexico	Produsert i Mexico	Hologic
Made in Thailand	Produsert i Thailand	Hologic
Patents	Patenter	Hologic
USA REP	USA-representant	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Kun til bruk for sidearm	Hologic
Q.C. Use Only	Kun bruk av kvalitetskontroll	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Ta denne siden ut av systemet	Hologic
RAMP THIS SIDE	Rampe denne siden	Hologic











The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Låst opp	IEC 60417 henvisning nr. 5569
	«PÅ» (strøm)	IEC 60417, henvisning 5007
	«AV» (strøm)	IEC 60417, henvisning 5008
	Sikring	IEC 60417, henvisning 5016
	Beskyttende jord (bakken)	IEC 60417, henvisning 5019
	Potesialutjevningsterminal	IEC 60417, henvisning 5021
	Vekselstrøm	IEC 60417, henvisning 5032
	Farlig spenning	IEC 60417, henvisning 5036
	Dette systemet sender ut radiofrekvent (RF) energi (ikke ioniserende elektromagnetisk stråling)	IEC 60417, henvisning 5140
	Pasientnær del av type BF	IEC 60417, henvisning 5333
	Type B pasientnær del	IEC 60417, henvisning 5840
	Ethernet	IEC 60417, henvisning 5988
	Advarsel, elektrisitet	IEC 60417, henvisning 6042
	USB	IEC 60417-1
	Låst	IEC 60417-1 ISO 7000-5569










The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	«På» og «Av» (strøm) for datamaskinen og skjermen	IEC 60417-5010
	Jord (bakken)	IEC 60417-5017
	Elektrostatisk-sensitiv enhet	IEC 60417-5134
	«PÅ» for del av utstyret	IEC 60417-5264
	Datamaskinens på-bryter	IEC 60417-5264
	Standby-bryter for datamaskin	IEC 60417-5266
	Røntgenkildeenhet	IEC 60417-5338
	Røntgenkilde utstråler	IEC 60417-5339
	Strålingsfilter	IEC 60417-5381
	Skal ikke senkes ned i noen væske	IEC 60417-5995
IPX8	Utstyret til tilbehøret er egnet for kontinuerlig nedsenking i vann (opptil 1 m dypt i 1 time)	IEC 60529














The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
 IPX4	Sprutsikker	IEC 60529
IPX6	Kraftige vannstråler som rettes mot utstyret eller tilbehør fra enhver retning, skal ikke ha noen skadelige effekter	IEC 60529
IP54	Beskyttet mot støvbegrenset inntrenging, ingen skadelige avleiringer og beskyttet mot vannsprut fra alle retninger, begrenset inntrengning tillatt	IEC 60529
IP22	Beskyttet mot faste fremmedlegemer på 12,5 mm Ø og større Og beskyttelse mot vertikalt fallende vanndråper når INNKAPSLING er skråstilt opptil 15°	IEC 60529
	Medisinsk enhet	ISO 15223 utkast
	Produsent	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.1
	Autorisert representant i EU	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.2
	Produksjonsdato	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.3
	Brukes innen	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.4
	Partikode	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.1.7














The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Sterilisert med etylenoksid	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.2.3
	Sterilisert med bestråling	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.2.4
	Må ikke steriliseres på nytt	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.2.6
	Usteril	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.2.7
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.2.8
	Skjør, håndter med forsiktighet	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.1
	Oppbevares tørt	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.4
	Nedre temperaturgrense	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.5
	Øvre temperaturgrense	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.6
	Temperaturgrense	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.7
	Fuktighetsgrense	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.8
	Grenser for atmosfærisk trykk	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.3.9
	Må ikke brukes flere ganger	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.4.2






The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
 www.hologic.com/package-inserts	Se den elektroniske bruksanvisningen	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.4.3
	Forsiktig	ISO 15223-1:2016, henvisning 5.4.4
	Totalvekt av utstyr og trygg arbeidslast	ISO 60417, henvisning 1321A
	Denne side opp	ISO 7000:2014, henvisning 0623
	Skal ikke stables	ISO 7000:2014, henvisning 2402
	Stablingsgrense etter nummer	ISO 7000:2014, henvisning 2403
	Klemmepunkt	ISO 7010
	Advarsel	ISO 7010, henvisning W001
	CE-merke med varslet referansenummer for instans	MDR-regulering (EU) 2017/745
	Innhold	I/R
	Inneholder ikke naturgummilateks	I/R
	Universal Serial Bus-tilkobling	I/R
	Ikke kutt	I/R

The translation is: Produkter og etiketter for Breast and Skeletal Health

Ordliste med forklaringer

Symbol	Beskrivelse	Standard
	CSA-notert enhet	Standards Council of Canada (SCC (Standardrådet i Canada)) and the U.S. Occupational Safety and Health (USAs yrkesmessige sikkerhet og helse) Administrasjon (OSHA)
	Medisinsk – generelt medisinsk utstyr med hensyn til elektrisk støt, brann og mekaniske farer kun i samsvar med ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) og IEC 60601-1:2012	UL-klassifisering
	INMETRO & ULBR-merke	UL-BR INMETRO-sertifisering (Brasil)
	Resirkulerbar-symbol	Unikode, henvisning U+267C
	Kast elektrisk og elektronisk utstyr separat fra standardavfall. Send utrangert materiale til Hologic eller kontakt servicerepresentanten	WEEE-direktiv 2002/96/EC