


















To je slovarček simbolov na izdelkih in oznakah Hologic Breast in Skeletal Health. Ta glosar uporabljajte kot dodatek k priročnikom za izdelke.
















| Simbol | Opis | Standardno |
|---|---|--|
|  | Uporaba samo na recept | FDA 21 CFR 801.109 |
|  | Ni varno za slikanje z magnetno resonanco | ASTM F2503 referenčna št. tabele 2, simbol 7.3.3; 7.4.9.1; slika 9 |
|  | Pogojna uporaba za slikanje z magnetno resonanco | ASTM F2503 referenčna št. tabele 2; 7.4.6.1; Slika 6,7 |
|  | Pozor – sevanje | Hologic |
|  | Zaustavitev v sili | Hologic |
|  | Dostopno za invalidske vozičke | Hologic |
|  | Gonilnik pripomočka in povezava z daljinskim upravljalnikom | Hologic |
|  | Plošča za upravljanje kabla gonilnika pripomočka | Hologic |
|  | Priključek za nožno stikalo | Hologic |
|  | Plošča za upravljanje kabla nožnega stikala | Hologic |
|  | Plošča za upravljanje cevi za fiziološko raztopino | Hologic |
|  | Wi-Fi | Hologic |












| Simbol | Opis | Standardno |
|--|---|------------|
|  | Nevarnost: Točka stisnjenja | Hologic |
|  | Bluetooth | Hologic |
|  | Baterija | Hologic |
| YYYY-MM-DD | Oblika datuma: YYYY predstavlja leto MM predstavlja mesec DD predstavlja dan | Hologic |
|  | Odklopnik | Hologic |
|  | Opremo postavite zunaj bolnikovega okolja | Hologic |
| Translations in Box | Prevodi v polju | Hologic |
| Temp Logger Activated | Vključen zapisovalnik temperature | Hologic |
| Temp Logger SN | Serijska številka zapisovalnika temperature | Hologic |
| P/N | Številka dela | Hologic |
| REV | Revizija | Hologic |
| Model | Številka modela | Hologic |
| QTY | Količina | Hologic |










Izdelki in oznake Breast and Skeletal Health

Slovarček simbolov

| Simbol | Opis | Standardno |
|---------------------------------|--|------------|
| SFW SHIPPED | Različica dobavljene programske opreme | Hologic |
| SFW Version | Številka različice programske opreme | Hologic |
| APPLICATION INSTALLATION | Namestitev aplikacije | Hologic |
| Verified By | Preveril/-a | Hologic |
| CASE | Ohišje (škafka ali ovojnina) | Hologic |
| VC | Koda prodajalca | Hologic |
| Made in USA | Izdelano v Združenih državah Amerike | Hologic |
| Made in Costa Rica | Izdelano v Kostariki | Hologic |
| Assembled in Costa Rica | Sestavljeno v Kostariki | Hologic |
| Made in China | Izdelano na Kitajskem | Hologic |
| Made in Mexico | Izdelano v Mehiki | Hologic |
| Made in Thailand | Izdelano na Tajskem | Hologic |
| Patents | Patenti | Hologic |
| USA REP | Predstavnik za ZDA | Hologic |
| LATERAL ARM USE ONLY | Samo uporaba lateralne roke | Hologic |
| Q.C. Use Only | Uporabno samo za nadzor kakovosti | Hologic |
| UNLOAD THIS SIDE | Raztovorite to stran | Hologic |














| Simbol | Opis | Standardno |
|---|---|-------------------------------|
|  | Rampa na tej strani | Hologic |
|  | Odklenjeno | IEC 60417 referenčna št. 5569 |
|  | »VKLOP« (napajanje) | IEC 60417, referenca 5007 |
|  | »IZKLOP« (napajanje) | IEC 60417, referenca 5008 |
|  | Varovalka | IEC 60417, referenca 5016 |
|  | Zaščitna ozemljitev | IEC 60417, referenca 5019 |
|  | Terminal za izenačitev potenciala | IEC 60417, referenca 5021 |
|  | Izmenični tok | IEC 60417, referenca 5032 |
|  | Nevarna napetost | IEC 60417, referenca 5036 |
|  | Ta sistem oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo (neionizirajoče elektromagnetno sevanje) | IEC 60417, referenca 5140 |
|  | Del v stiku z bolnikom tipa BF | IEC 60417, referenca 5333 |
|  | Del v stiku z bolnikom tipa B | IEC 60417, referenca 5840 |
|  | Ethernet | IEC 60417, referenca 5988 |
|  | Opozorilo – elektrika | IEC 60417, referenca 6042 |
|  | USB | IEC 60417-1 |

| Simbol | Opis | Standardno |
|---|--|---------------------------|
|  | Zaklenjeno | IEC 60417-1 ISO 7000-5569 |
|  | »Vklp« in »Izklop« (napajanja) za računalnik in zaslon | IEC 60417-5010 |
|  | Zemlja (ozemljitev) | IEC 60417-5017 |
|  | Elektrostatično občutljiv pripomoček | IEC 60417-5134 |
|  | »VKLOP« za del opreme | IEC 60417-5264 |
|  | Stikalo za vklop računalnika | IEC 60417-5264 |
|  | Stikalo za preklop računalnika v stanje pripravljenosti | IEC 60417-5266 |
|  | Sklop rentgenskega vira | IEC 60417-5338 |
|  | Sevanje rentgenskega vira | IEC 60417-5339 |
|  | Filter za sevanje | IEC 60417-5381 |
|  | Ne potaplajte v nobeno tekočino | IEC 60417-5995 |

| Simbol | Opis | Standardno |
|--|---|-----------------------------------|
| IPX8 | Oprema dodatka je primerna za neprekinjeno potopitev v vodo (potopitev do globine 1 m za 1 uro) | IEC 60529 |
|  IPX4 | Odpornost proti škropljenju | IEC 60529 |
| IPX6 | Voda, ki v močnih curkih brizga iz katere koli smeri na opremo ali dodatke, nima škodljivih učinkov. | IEC 60529 |
| IP54 | Zaščiteno pred omejenim vdorom prahu, brez škodljivih usedlin in zaščiteno pred brizganje vode iz katere koli smeri, dovoljen je omejen vdor | IEC 60529 |
| IP22 | Zaščita pred trdnimi tujki s \varnothing 12,5 mm ali več in zaščita pred navpično padajočimi vodnimi kapljicami, če je OHIŠJE nagnjeno do 15° | IEC 60529 |
|  | Medicinski pripomoček | Osnutek ISO 15223 |
|  | Proizvajalec | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.1 |
|  | Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.2 |
|  | Datum izdelave | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.3 |
|  | Rok uporabe | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.4 |
|  | Koda serije | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.5 |
|  | Kataloška številka | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.6 |
|  | Serijska številka | ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.7 |














Izdelki in oznake Breast and Skeletal Health






Slovarček simbolov

| Simbol | Opis | Standardno |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Sterilizirano z etilenoksidom | ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.3 |
|  | Sterilizirano z obsevanjem | ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.4 |
|  | Ne sterilizirajte ponovno | ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.6 |
|  | Nesterilno | ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.7 |
|  | Ne uporabite, če je ovojnina poškodovana | ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.8 |
|  | Lomljivo; ravnajte previdno | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.1 |
|  | Hranite na suhem | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.4 |
|  | Spodnja temperaturna meja | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.5 |
|  | Zgornja temperaturna meja | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.6 |
|  | Temperaturna omejitev | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.7 |
|  | Omejitev vlažnosti | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.8 |
|  | Omejitev atmosferskega tlaka | ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.9 |
|  | Ne uporabite ponovno | ISO 15223-1:2016, referenca 5.4.2 |

Izdelki in oznake Breast and Skeletal Health

Slovarček simbolov

| Simbol | Opis | Standardno |
|--|---|--|
|  www.hologic.com/package-inserts | Glejte elektronska navodila za uporabo | ISO 15223-1:2016, referenca 5.4.3 |
|  | Pozor | ISO 15223-1:2016, referenca 5.4.4 |
|  | Skupna masa opreme in njena varna delovna obremenitev | ISO 60417, referenca 1321A |
|  | Ta stran navzgor | ISO 7000:2014, referenca 0623 |
|  | Ne zlagajte v sklad | ISO 7000:2014, referenca 2402 |
|  | Omejitev zlaganja v sklad po številu | ISO 7000:2014, referenca 2403 |
|  | Točka stisnjenja | ISO -7010 |
|  | Opozorilo | ISO 7010, referenca W001 |
|  | Oznaka CE z referenčno številko priglšenega organa | Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 |
|  | Vsebina | Ni na voljo |
|  | Ne vsebuje lateksa iz naravnega kavčuka | Ni na voljo |
|  | Povezava prek univerzalnega zaporednega vodila | Ni na voljo |
|  | Ne režite | Ni na voljo |

| Simbol | Opis | Standardno |
|---|--|---|
|  | Pripomoček z oznako CSA | Kanadski svet za standarde (SCC) in ameriški svet za varnost in zdravje pri delu Uprava za varnost in zdravje pri delu (OSHA) |
|  | Medicinska - Splošna medicinska oprema glede nevarnosti električnega udara, požara in mehanskih nevarnosti samo v skladu z ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 št. 60601-1 (2014) in IEC 60601-1:2012 | Klasifikacija UL |
|  | Oznaka INMETRO & ULBR | Certifikat UL-BR INMETRO (Brazilija) |
|  | Simbol za recikliranje | Unicode, referenca U+267C |
|  | Električno in elektronsko opremo morate odlagati ločeno od običajnih odpadkov. Odpadni material pošljite podjetju Hologic ali se obrnite na servisnega zastopnika | Direktiva OEE0 2002/96/ES |