

Aptima Assay-Flüssigkeitskit (Panther™ System)

In-vitro-Diagnostikum.

Rx only

Verwendungszweck

Das Aptima Assay-Flüssigkeitskit ist zur Verwendung auf dem Panther-System bestimmt.

Im Lieferumfang enthaltene Materialien

Aptima Assay-Flüssigkeitskit (Best.-Nr. 303014)

(Lagerung bei 15 °C bis 30 °C nach Empfang)

Symbol	Komponente	Menge
W	Aptima Waschlösung <i>10 mM HEPES-gepufferte Lösung mit weniger als 2% Konservierungsmittel.</i>	1 x 2,9 L
O	Aptima Ölreagenz <i>Silikonöl.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima Puffer für Deaktivierungsflüssigkeit <i>800 mM Bicarbonat-gepufferte Lösung.</i>	1 x 1,4 L

Warn- und Vorsichtshinweise

- A. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen im Labor ergreifen.
- B. Für den professionellen Einsatz.
- C. Eine mikrobielle und Ribonuklease-Kontamination der Aptima Assay flüssigkeiten vermeiden.

Lagerungs- und Handhabungsbedingungen

- A. Ungeöffnete Aptima Assay flüssigkeiten bei 15 °C bis 30 °C aufbewahren.
- B. Nach dem Öffnen bleiben Aptima Assay flüssigkeiten 60 Tage lang stabil.
- C. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- D. Einige Reagenzien in diesem Kit sind mit Gefahren- und Sicherheitssymbolen gekennzeichnet.

Hinweis: Angaben zur Gefahrenkommunikation finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter www.hologicsds.com.

Gefahreninformationen für die USA



Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING

H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and

	<p>easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING</p> <p>H315 – Causes skin irritation</p> <p>H319 – Causes serious eye irritation</p> <p>P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling</p> <p>P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection</p> <p>P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing</p> <p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention</p> <p>P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water</p> <p>P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention</p> <p>P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Gefahreninformationen für Europa	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid NATRIUMHYDROXID 1 – 5 % <i>Natriumhypochlorit < 1 %</i> ACHTUNG</p> <p>H315 - Verursacht Hautreizungen</p> <p>H319 - Verursacht schwere Augenreizung</p>
	<p>Aptima Oil SILICONE A 100 % ACHTUNG</p> <p>H315 - Verursacht Hautreizungen</p> <p>H319 - Verursacht schwere Augenreizung</p>

Verfahren

Die Flaschen im Universal-Flüssigkeitseinschub nach Aufforderung durch das System wechseln. Siehe *Panther System Operator's Manual* (Bedienungsanleitung für das Panther-System).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Kundensupport: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic, Aptima, und Panther sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt ist ggf. von mindestens einem US-Patent geschützt (siehe www.hologic.com/patents).

©2001–2019 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

502181DE Rev. 004
2019-09