

Culture Identification Reagent Kit

(Hologic artikkelnummer 102800)

Kun for eksport.

Beregnet bruk

Reagensene i ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT er beregnet for bruk sammen med ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT TESTS og i henhold til bruksanvisningene som finnes i de respektive pakningsvedleggene. Det medfølger reagenser for 200 bakterielle eller 100 mykobakterielle eller fungale tester/påvisninger per kit.

Reagenser og materialer som medfølger

Merknad: For informasjon om eventuelle fare- og sikkerhetssetninger som kan være forbundet med reagenser, se Safety Data Sheet Library (HMS-biblioteket) på www.hologic.com/sds.

CULTURE IDENTIFICATION KIT (Hologic artikkelnummer 102800)
200 bakterielle, eller 100 mykobakterielle/fungale tester

Reagent 1 (Lysis Reagent) (1) Bufret løsning med 0,04 % natriumazid.	1 x 10 ml
Reagent 2 (Hybridization Buffer) (2) Bufret løsning.	1 x 10 ml
Reagent 3 (Selection Reagent) (3) Bufret løsning.	1 x 60 ml

Advarsler og forholdsregler

- Kun for *in vitro* diagnostisk bruk.
- Reagenser i dette kitet inneholder natriumazid, som kan reagere med bly- eller kobberør og danne potensielt eksplosive metallazider. Når disse reagensene avhendes, må stoffet alltid fortynnes med store mengder vann for å forhindre utvikling av azid i rørsystemene.

Hensyn ved lagring og håndtering

Reagensene i ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT skal lagres ved 2 °C - 25 °C, og er stabile inntil den angitte utløpsdatoen.

REAGENSENE MÅ IKKE FRYSES.

Merk: Reagent 2 (Hybridization Buffer) må få romtemperatur før den skal brukes.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 (USA)



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

© 1990-2017 Hologic, Inc. Med enerett.
102848F-01-NO Rev. 002
2017-05