

**Souprava kapalin pro test Aptima (systém Panther™)**

Pro diagnostické použití *in vitro*.

## Účel použití

Souprava kapalin pro test Aptima se používá v systému Panther.

## Dodávané materiály

**Poznámka:** Informace o H-větách a P-větách, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

### Souprava kapalin pro test Aptima (kat. č. 303014)

(Po přijetí skladujte při teplotě od 15 °C do 30 °C)

Symbol	Složka	Množství
W	Promývací roztok Aptima <i>10 mM HEPES pufovaný roztok obsahující méně než 2 % konzervantu.</i>	1 x 2,9 L
O	Olejové činidlo Aptima <i>Silikonový olej.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima pufr pro deaktivční kapalinu <i>800 mM bikarbonátový pufovaný roztok.</i>	1 x 1,4 L

## Varování a bezpečnostní opatření

- Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní opatření.
- Zabraňte mikrobiální a ribonukleázové kontaminaci kapalin testu Aptima.

## Požadavky na uchování a manipulaci

- Neotevřené kapaliny pro testy Aptima uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C.
- Po otevření jsou kapaliny pro testy Aptima stabilní po dobu 60 dní.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

## Postup

Po výzvě systému vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin. Viz *Panther System Operator's Manual* (Návod k obsluze systému Panther).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Podpora zákazníků: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, a Panther jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

©2001–2017 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

502181CS Rev. 002  
2017-04