

Aptima Assay-Flüssigkeitskit (Panther™ System)

In-vitro-Diagnostikum.

Verwendungszweck

Das Aptima Assay-Flüssigkeitskit ist zur Verwendung auf dem Panther-System bestimmt.

Im Lieferumfang enthaltene Materialien

Hinweis: Informationen zu eventuell mit den Reagenzien verbundenen Gefahren- und Vorsichtshinweisen finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter www.hologic.com/sds.

Aptima Assay-Flüssigkeitskit (Best.-Nr. 303014)

(Lagerung bei 15 °C bis 30 °C nach Empfang)

Symbol	Komponente	Menge
W	Aptima Waschlösung <i>10 mM HEPES-gepufferte Lösung mit weniger als 2% Konservierungsmittel.</i>	1 x 2,9 L
O	Aptima Ölreagenz <i>Silikonöl.</i>	1 x 260 mL
DF	Aptima Puffer für Deaktivierungsflüssigkeit <i>800 mM Bicarbonat-gepufferte Lösung.</i>	1 x 1,4 L

Warn- und Vorsichtshinweise

- A. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen im Labor ergreifen.
- B. Eine mikrobielle und Ribonuklease-Kontamination der Aptima Assay flüssigkeiten vermeiden.

Lagerungs- und Handhabungsbedingungen

- A. Ungeöffnete Aptima Assay flüssigkeiten bei 15 °C bis 30 °C aufbewahren.
- B. Nach dem Öffnen bleiben Aptima Assay flüssigkeiten 60 Tage lang stabil.
- C. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

Verfahren

Die Flaschen im Universal-Flüssigkeitseinschub nach Aufforderung durch das System wechseln. Siehe *Panther System Operator's Manual* (Bedienungsanleitung für das Panther-System).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Kundensupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic, Aptima, und Panther sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

©2001–2017 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

502181DE Rev. 002
2017-04