

Kit de liquides pour tests Aptima (système Panther™)

Pour diagnostic *in vitro*.

Usage prévu

Le kit de liquides pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther.

Matériel fourni

Remarque: Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) à l'adresse www.hologic.com/sds.

Kit de liquides pour tests Aptima (référence 303014)

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception)

Symbole	Composant	Quantité
W	Solution de lavage Aptima <i>Solution tamponnée de HEPES 10 mM contenant moins de 2 % de conservateur.</i>	1 x 2,9 L
O	Réactif huileux Aptima <i>Huile de silicone.</i>	1 x 260 mL
DF	Tampon Aptima pour solution de désactivation <i>Solution tamponnée de bicarbonate 800 mM.</i>	1 x 1,4 L

Avertissements et précautions

- A. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles.
- B. Évitez toute contamination microbienne ou de ribonucléase des liquides pour tests Aptima.

Conditions de conservation et de manipulation

- A. Conservez les liquides pour tests Aptima non encore ouverts entre 15 °C et 30 °C.
- B. Après ouverture, les liquides pour tests Aptima sont stables pendant 60 jours.
- C. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Procédure

Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. Consultez le *Panther System Operator's Manual* (Manuel de l'opérateur du système Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Service clients: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Service technique: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.

Hologic, Aptima, et Panther sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

©2001–2017 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

502181FR Rév. 002
2017-04