

Aptima analysevæskesett (Panther™-systemet)

Til *in vitro*-diagnostisk bruk.

Beregnet bruk

Aptima analysevæskesett skal brukes på Panther-systemet.

Materiale som leveres

Merknad: For informasjon om eventuelle fare- og sikkerhetssetninger som kan være forbundet med reagenser, se Safety Data Sheet Library (HMS-biblioteket) på www.hologic.com/sds.

Aptima analysevæskesett (Kat.nr. 303014)

(Lagres ved 15 °C til 30 °C ved mottak)

| Symbol | Komponent | Kvantitet |
|--------|--|------------|
| W | Aptima vaskeløsning <i>10 mM HEPES-bufret oppløsning som inneholder mindre enn 2 % konserveringsmiddel.</i> | 1 x 2,9 L |
| O | Aptima oljereagens <i>Silikonolje.</i> | 1 x 260 mL |
| DF | Aptima buffer for deaktiveringsvæske <i>800 mM bikarbonatbufret oppløsning.</i> | 1 x 1,4 L |

Advarsler og forholdsregler

- A. Overhold rutinemessige forholdsregler for laboratoriet.
- B. Unngå kontaminering med mikrober og ribonuklease fra Aptima -analysevæsker.

Krav til lagring og håndtering

- A. Lagre uåpnet Aptima analysevæsker ved 15 °C til 30 °C.
- B. Fra Aptima analysevæsker er åpnet er de stabile i 60 dager.
- C. Skal ikke brukes etter utløpsdato.

Fremgangsmåte

Skift flaskene i den universelle væskebeholderen når systemet gir beskjed om det. Se *Panther System Operator's Manual* (brukerveiledningen for Panther-systemet).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Kundestøtte: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.

Hologic, Aptima, og Panther er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.

©2001–2017 Hologic, Inc. Med enerett.

502181NO Rev. 002
2017-04